Steri24

Beste Preise. Top Service.



Autoklav ab
€ 1.399,-

Siegelgerät ab
€ 475,-

RDG ab
€ 7.887,-

VOR ORT SERVICE

3 JAHRE GARANTIE

Symbolbild – KI-generiert

gültig bis 31.12.2027

Inhaltsverzeichnis

Vorwort 3
Instrumentenaufbereitung 4

Autoklaven

Klasse B Autoklav Pro 3 L 7
Klasse B Autoklav Pro 12 L 8
Klasse B Autoklav Pro 18 L 9
Klasse B Autoklav Pro 23 L 10
Klasse B Autoklav Premium 12 L 11
Klasse B Autoklav Premium 18 L 12
Klasse B Autoklav Premium 23 L 13
Autoklaven Zubehör 14

Ultraschallreiniger

Steri24 Ultraschallreiniger 17

Thermodesinfektor

Miele Thermodesinfektor PWD 8534 19
Miele Thermodesinfektor PWD 8682 20
Miele Zubehör 21

Verpackung & Siegelgeräte

CertoSeal Pro Touch 23
CertoSeal 200 24
CertoSeal 300 25
Zubehör für Siegelgeräte 26
Sterilisationscontainer 27

Dienstleistungen 28
Kontakt 29

Steri24 – eine Marke von CertoClav: Seit 1957 Garant für Qualität

Liebe Kunden,

herzlich willkommen bei Steri24, Ihrem führenden Anbieter für medizinische Klasse B Autoklaven nach der Norm EN13060! Als Geschäftsführer dieses traditionsreichen Familienunternehmens in Linz stehe ich persönlich für höchste Qualität und exzellenten Service ein.
Seit über 65 Jahren steht CertoClav für Verlässlichkeit, Innovation und Engagement im Bereich der medizinischen Sterilisationstechnologie. Unser Erfolg gründet auf die enge Zusammenarbeit mit Ihnen, unseren geschätzten Kunden. Unser Hauptanliegen ist es, Ihnen die beste Qualität zu bieten, die es auf dem Markt gibt.

Unsere Autoklaven der Klasse B erfüllen die strengen Anforderungen der Norm EN13060 und übertreffen sie sogar. Dadurch können wir Ihnen Spitzenprodukte liefern, die höchste Sicherheitsstandards gewährleisten.
Unsere Autoklaven werden aus den besten Materialien gefertigt und durchlaufen gründliche Qualitätskontrollen, um eine einwandfreie Funktionalität sicherzustellen. Dabei können Sie sich auf unser Expertenteam verlassen, das umfassend in Validierung und Wartung geschult ist. Sollte es dennoch einmal zu Fragen oder Problemen kommen, stehen wir Ihnen mit unserem hervorragenden Vor-Ort-Service in Deutschland, Österreich und der Schweiz zur Seite.

Ein weiterer Grund, warum Sie sich für Steri24 entscheiden sollten, sind unsere unschlagbaren Preise. Wir glauben daran, dass hochwertige medizinische Geräte erschwinglich sein sollten. Deshalb bieten wir Ihnen nicht nur Spitzenqualität, sondern auch faire Konditionen.
Als Ausdruck unseres Vertrauens in unsere Produkte erhalten Sie auf alle unsere Autoklaven eine Garantie von 2 Jahren. Ihre Zufriedenheit ist unser Antrieb und wir möchten, dass Sie mit Ihrem Kauf absolut glücklich sind.
Und das ist noch nicht alles! Wir bieten Ihnen auch eine kostenlose Lieferung nach Deutschland, Österreich und in die Schweiz. Egal, wo Sie sich befinden, wir bringen Ihre Bestellung sicher und schnell zu Ihnen.

Unser Engagement für Ihre Sicherheit und Zufriedenheit endet nicht mit dem Kauf. Unsere 24-Stunden-Notrufnummer steht Ihnen immer zur Verfügung, falls Sie Unterstützung benötigen. Denn bei Steri24 sind Sie nicht nur Kunde, sondern Teil unserer Familie.
Überzeugen Sie sich selbst von der Qualität, den unschlagbaren Preisen und dem herausragenden Service, den wir bei Steri24 bieten. Lassen Sie uns gemeinsam die höchsten Standards in der medizinischen Sterilisation setzen und eine gesündere Zukunft gestalten.

Vielen Dank für Ihr Vertrauen.

Ihr Michael Simon, M.Sc.
Geschäftsführer Steri24



Die Vorteile bei Steri24:

Gratis Lieferung in DE, AT und CH
ab einem Bestellwert von € 1.200,- netto


2 – 3 Jahre Garantie
Standardmäßig 2 Jahre Garantie; 3 Jahre bei Abschluss eines Wartungsvertrages und durchgeführter Wartung laut Vertrag

24 Stunden Notrufnummer
+49 545 263 499 31 - Steri24 Service Standort in Ihrer Nähe

Vor-Ort-Service
Inbetriebnahme, Wartung und Validierung Ihrer Geräte vor Ort durch unsere Servicepartner

CertoSeal 300

validierbares Versiegelungsgerät
mit Autocutter



3

Verpackung



Miele Thermodesinfektor

Desinfektions- & Trocknungsgerät

2

Desinfektion & Trocknung



Reinigung



Steri24 Ultraschallreiniger

Erhältlich in verschiedenden
Größen 3-22L

1



AQUAdem 40

Wasseraufbereitungsanlage



Klasse B Autoklav Pro oder Premium

Erhältlich als 3-23 Liter Gerät

4 Sterilisation



SteriTrace Pro Assistent

Papierlose Dokumentation



5 Rückverfolgung



Etikettendrucker

Chargenkennzeichnung



Tests & Indikatoren

Zur Überwachung & Kontrolle

STERILISATION
KLASSE B AUTOKLAVEN



Symbolbild – KI-generiert

Klasse B Autoklav Pro 3 L

€ 1.399,-

Der Platzsparende - Blitzschnell 11 Minuten

- ✓Klasse-B-Autoklav nach EN 13060
- ✓Besonders kompakt für kleine Arbeitsbereiche
- ✓**Blitzschnell**: 7 Min unverpackte Instrumente, 15 Min verpackte Instrumente
- ✓Digitale SD-Karten-Dokumentation & integrierter Protokolldrucker
- ✓Farb-Touchdisplay für einfache Bedienung
- ✓3 Liter Kammervolumen mit 2 Trays
- ✓Kein externer Wasseranschluss notwendig



Der Steri24 Klasse B Autoklav Pro Touch 3 L ist ein kompakter Dampfsterilisator für die professionelle Instrumentenaufbereitung auf kleinstem Raum. Er eignet sich für verpackte und unverpackte Instrumente, Textilien sowie Hohlkörper und erfüllt die Anforderungen der Klasse B nach EN 13060.

Durch das große Farb-Touchdisplay ist die Bedienung einfach und intuitiv. Im Schnellprogramm sind unverpackte Instrumente bereits nach 7 Minuten wieder einsatzbereit. Die integrierte Dokumentation über SD-Karte und Thermodrucker ermöglicht eine lückenlose und gesetzeskonforme Protokollierung der Sterilisationsprozesse.

Mit 3 Liter Kammervolumen, 2 Trays, integriertem Frischwassertank und kompakten Außenmaßen ist der Pro Touch 3 L ideal für kleine Praxen und Einrichtungen mit begrenztem Platzangebot. Besonders geeignet ist er für Podologie- und Fußpflegepraxen, Tattoo- und Piercingstudios, Kosmetik- und Beautystudios sowie kleine Arztpraxen.



Lieferumfang:
Steri24 Klasse B Autoklav Pro 3 L mit Halterung für Trays
2 Stk Quick-Connect-Adapter und 1 Stk Schlauch zur manuellen Entleerung des Speisetanks sowie des Brauchwassers
2 Stk Trays, Maße: 28,5 x 18,5 x 1,5 cm (L x B x H)
Handgriff zur sicheren Entnahme von Trays nach der Sterilisation
2 Stk Ersatzsicherungen, 5mm, 10A
Bakterienfilter, 1 Stk Thermopapier
Kaltgeräte Stromkabel
Bedienungsanleitung

Hier kommen Sie zu unseren aktuellen Angeboten:

Spezifikationen

Steri24 Klasse B Autoklav Pro 3 L			
Artikelnummer	8500491	**Volumen Speisewassertank**	1 Liter (für mind. 5 Zyklen)
Kammervolumen	3 Liter	**Sterilisationstemperatur**	121 °C und 134 °C
Kammerabmessung (L x B x H)	32 x 19,5 x 7,5 cm	**Außenmaße (L x B x H)**	59,5 x 28,5 x 24,5 cm
Dokumentation	SD-Karte und Thermodrucker	**Netzanschluss**	230V AC, 50 Hz
Leistung	2900 W	**Nettogewicht**	24 kg

Empfohlenes Zubehör

Artikel	Artikelnummer
Bakterienfilter (1 Stück)	1300557
Thermopapier Rollen (10 Stück)	1300742
Helix Test (mit 100 Teststreifen)	8500434
Steam Plus Sterilisationstest (mit 100 Teststreifen)	8500436
Wasserdestilliergerät	8500482

Klasse B Autoklav Pro 12 L

Für kleine & mittelgroße Praxen

€ 1.499,-

- ✓Klasse-B-Autoklav nach EN 13060
- ✓Für verpackte und unverpackte Instrumente
- ✓Stand-alone-Gerät mit integriertem Frisch- & Brauchwassertank
- ✓Digitale USB-Dokumentation & integrierter Protokolldrucker
- ✓Benutzerfreundliche Menüführung
- ✓12 Liter Kammervolumen mit 3 Trays
- ✓Opionaler Festwasseranschluss



Der Steri24 Klasse B Autoklav Pro 12 L ist ein kompakter Dampfsterilisator für die professionelle Instrumentenaufbereitung in Praxen und Kliniken. Er eignet sich für verpackte und unverpackte Instrumente, Hohlkörper sowie Textilien und unterstützt Klasse B, S und N Programme.

Durch den integrierten Frisch- und Brauchwassertank kann das Gerät flexibel als Stand-alone-Lösung eingesetzt werden. Ein externer Wasseranschluss ist nicht notwendig. Die Bedienung ist einfach und übersichtlich, sodass der Autoklav ideal für den täglichen Praxisbetrieb geeignet ist.



Mit 12 Liter Kammervolumen, 3 Trays, USB-Dokumentation, integriertem Protokolldrucker und optionalem Festwasseranschluss bietet der Pro 12 L eine zuverlässige und gesetzeskonforme Lösung für kleine bis mittelgroße Praxen. Besonders geeignet ist er für Allgemeinmedizin, Dermatologie, HNO, Podologie- und Fußpflegepraxen sowie kleinere Zahn- und Tierarztpraxen.

Lieferumfang:
Steri24 Klasse B Autoklav Pro 12 L
2 Stk Quick-Connect-Adapter und 1 Stk Schlauch zur manuellen Entleerung des Speise- und Brauchwassertanks
3 Stk Trays, Maße: 31 x 15 x 1,5 cm (L x B x H)
Tray Halterung
Handgriff zur sicheren Entnahme von Trays nach der Sterilisation
Bakterienfilter, 1 Stk Thermopapier
Kaltgeräte Stromkabel
Bedienungsanleitung

Hier kommen Sie zu unseren aktuellen Angeboten:

Spezifikationen

Steri24 Klasse B Autoklav Pro 12 L			
Artikelnummer	8500475	**Volumen Speisewassertank**	3 Liter (für mind. 5 Zyklen)
Kammervolumen	12 Liter	**Volumen Brauchwassertank**	3 Liter
Kammerabmessung	Ø 20 cm x 35 cm	**Außenmaße (L x B x H)**	64 x 44 x 36 cm
Sterilisationstemperatur	121°C und 134°C	**Netzanschluss**	230V AC, 50 Hz
Leistung	1950 W	**Nettogewicht**	51 kg
Dokumentation	USB und Thermodrucker		

Empfohlenes Zubehör

Artikel	Artikelnummer
Bakterienfilter (1 Stück)	1300557
Thermopapier Rollen (10 Stück)	1300742
Helix Test (mit 100 Teststreifen)	8500434
Steam Plus Sterilisationstest (mit 100 Teststreifen)	8500436
Wasserdestilliergerät	8500482
Festwasseranschluss	8500564
AQUAdem 40 – Wasseraufbereitungsanlage	8500562


Klasse B Autoklav Pro 18 L

Für mittelgroße & große Praxen

€ 1.649,-

- ✓Klasse-B-Autoklav nach EN 13060
- ✓Für verpackte und unverpackte Instrumente
- ✓Geeignet für Textilien und Hohlkörper
- ✓Stand-alone-Gerät mit integriertem Frisch- und Brauchwassertank
- ✓USB-Dokumentation und integrierter Protokolldrucker
- ✓18 Liter Kammervolumen mit 5 Edelstahl-Trays
- ✓Dual-Trocknung mittels Vakuum und Mantelheizung
- ✓Optionaler Festwasseranschluss





Der Steri24 Klasse B Autoklav Pro 18 L Autoklav ist der perfekte Dampfsterilisator zur Instrumentenaufbereitung in Praxen und Kliniken. Die renomierte benannte Stelle TÜV SÜD führt die Prüfungen und Bewertungen der Konformitätsbewertung durch und bescheinigt die Korrektheit nach einheitlichen Bewertungsmaßstäben.

Den Steri24 Klasse B Autoklav Pro Autoklav zeichnet vorallem die einfache Bedienung, Langlebigkeit, Sicherheit und digitale Dokumentation aus. Aufgrund der internationalen Produktion und hohen Stückzahlen ist der Preis kompetitiv.

Der Steri24 Klasse B Pro eignet sich für Kliniken, Zahnarztpraxen, Piercing- und Tattoo-Studios, Podologie-Praxen, Fußpflegepraxen, Kosmetik- und Augenkliniken.

Es handelt sich um einen hochwertigen Dampfsterilisator, der den strengen medizinischen Anforderungen entspricht.

Lieferumfang:
Steri24 Klasse B Autoklav Pro 18 L
2 Stk Quick-Connect-Adapter und 1 Stk Schlauch zur manuellen Entleerung des Speise- und Brauchwassertanks
5 Stk Trays, Maße: 28 x 19 x 1,5 cm (L x B x H)
Tray Halterung
Handgriff zur sicheren Entnahme von Trays nach der Sterilisation
Bakterienfilter, 1 Stk Thermopapier
Kaltgeräte Stromkabel
Bedienungsanleitung

Hier kommen Sie zu unseren aktuellen Angeboten:

Spezifikationen

Steri24 Klasse B Autoklav Pro 18 L			
Artikelnummer	8500547	**Volumen Speisewassertank**	4 Liter (für mind. 5 Zyklen)
Kammervolumen	18 Liter	**Volumen Brauchwassertank**	4 Liter
Kammerabmessung	Ø 25 cm x 35 cm	**Außenmaße (L x B x H)**	64 x 50 x 43 cm
Sterilisationstemperatur	105 °C bis 134 °C	**Netzanschluss**	230V AC, 50 Hz
Leistung	1950 W	**Nettogewicht**	53 kg
Dokumentation	USB und Thermodrucker		

Empfohlenes Zubehör

Artikel	Artikelnummer
Bakterienfilter (1 Stück)	1300557
Thermopapier Rollen (10 Stück)	1300742
Helix Test (mit 100 Teststreifen)	8500434
Steam Plus Sterilisationstest (mit 100 Teststreifen)	8500436
Wasserdestilliergerät	8500482
Festwasseranschluss	8500564
AQUAdem 40 – Wasseraufbereitungsanlage	8500562

Klasse B Autoklav Pro 23 L

Für große Praxen & Kliniken

€ 1.949,-


- ✓Klasse-B-Autoklav nach EN 13060
- ✓Für verpackte und unverpackte Instrumente
- ✓Geeignet für Textilien und Hohlkörper
- ✓Stand-alone-Gerät mit integriertem Frisch- & Brauchwassertank
- ✓USB-Dokumentation und integrierter Protokolldrucker
- ✓23 Liter Kammervolumen mit 5 Trays
- ✓Dual-Trocknung mittels Vakuum und Mantelheizung
- ✓Optionaler Festwasseranschluss



Der Steri24 Klasse B Autoklav Pro 23 L ist ein leistungsstarker Dampfsterilisator für die professionelle Instrumentenaufbereitung in Praxen, Versorgungszentren und Kliniken. Er eignet sich für verpackte und unverpackte Instrumente, Textilien sowie Hohlkörper und erfüllt die Anforderungen der Klasse B nach EN 13060.

Mit 23 Liter Kammervolumen und 5 Edelstahl-Trays bietet der Autoklav besonders viel Kapazität für Einrichtungen mit hohem Instrumentenaufkommen. Die 7 Standardprogramme, die einfache Bedienung sowie die Dual-Trocknung sorgen für sichere und gut getrocknete Chargen im täglichen Betrieb.

Durch den integrierten Frisch- und Brauchwassertank kann das Gerät flexibel als Stand-alone-Lösung eingesetzt werden. USB-Dokumentation und integrierter Protokolldrucker ermöglichen eine lückenlose Dokumentation der Sterilisationsprozesse. Der optionale Festwasseranschluss bietet zusätzliche Flexibilität im täglichen Einsatz. Ideal für Zahnarztpraxen, Kliniken, Versorgungszentren, chirurgische Praxen und Tierarztkliniken.



Lieferumfang:
Steri24 Klasse B Autoklav Pro 23 L
2 Stk Quick-Connect-Adapter und 1 Stk Schlauch zur manuellen Entleerung des Speise- und Brauchwassertanks
5 Stk Trays, Maße: 38 x 19 x 2 cm (L x B x H)
Tray Halterung
Handgriff zur sicheren Entnahme von Trays nach der Sterilisation
Bakterienfilter, 1 Stk Thermopapier
Kaltgeräte Stromkabel
Bedienungsanleitung

Hier kommen Sie zu unseren aktuellen Angeboten:

Spezifikationen

Steri24 Klasse B Autoklav Pro 23 L			
Artikelnummer	8500477	**Volumen Speisewassertank**	4 Liter (für mind. 5 Zyklen)
Kammervolumen	23 Liter	**Volumen Brauchwassertank**	4 Liter
Kammerabmessung	Ø 25 cm x 45 cm	**Außenmaße (L x B x H)**	67 x 50 x 44 cm
Sterilisationstemperatur	105 °C bis 134 °C	**Netzanschluss**	230V AC, 50 Hz
Heizleistung	1950 W	**Nettogewicht**	55 kg
Dokumentation	USB und Thermodrucker		

Empfohlenes Zubehör

Artikel	Artikelnummer
Bakterienfilter (1 Stück)	1300557
Thermopapier Rollen (10 Stück)	1300742
Helix Test (mit 100 Teststreifen)	8500434
Steam Plus Sterilisationstest (mit 100 Teststreifen)	8500436
Wasserdestilliergerät	8500482
Festwasseranschluss	8500564
AQUAdem 40 – Wasseraufbereitungsanlage	8500562

Klasse B Autoklav Premium 12 L

€ 2.449,-

mit automatischer Dokumentation

- ✓Klasse-B-Autoklav nach EN 13060
- ✓SteriTrace Pro Assistent zur digitalen Chargenfreigabe
- ✓Papierlose Dokumentation der Sterilisationsprozesse
- ✓LAN/WLAN, Cloud- und Praxissoftware-Anbindung
- ✓Integrierter Frisch- & Brauchwassertank
- ✓Etikettendrucker inklusive
- ✓12 Liter Kammervolumen mit 3 Trays
- ✓Optionaler Festwasseranschluss



Der Steri24 Klasse B Autoklav Premium 12 L ist ein Dampfsterilisator für die professionelle Instrumentenaufbereitung in Praxen und Kliniken. Er eignet sich für verpackte und unverpackte Instrumente, Hohlkörper sowie Textilien und unterstützt Klasse B, S und N Programme.

Der SteriTrace Pro Assistent ermöglicht eine papierlose Dokumentation und digitale Chargenfreigabe direkt am Bildschirm. Sterilisationsprotokolle können über USB gespeichert und über LAN/WLAN, Cloud sowie Praxissoftware-Anbindung weiterverarbeitet werden. Der im Lieferumfang enthaltene Etikettendrucker ermöglicht zusätzlich die einfache Kennzeichnung des Sterilguts.

Mit 12 Liter Kammervolumen, 3 Trays, integriertem Frisch- und Brauchwassertank sowie optionalem Festwasseranschluss ist der Autoklav flexibel im Praxisalltag einsetzbar. Damit eignet sich der Premium 12 L ideal für digital arbeitende Zahnarztpraxen, Arztpraxen und kleinere Kliniken mit Fokus auf nachvollziehbare Dokumentation.



Lieferumfang:
Steri24 Klasse B Autoklav Premium 12 L
SteriTrace Pro Touchpanel
2 Stk Quick-Connect-Adapter und 1 Stk Schlauch zur manuellen Entleerung des Speise- und Brauchwassertanks
3 Stk Trays, Tray Halterung und Handgriff
Bakterienfilter, 1 Stk Thermopapier
Versa-Halterung für Touchscreen mit vier Befestigungsschrauben
Kaltgeräte Stromkabel, Netzkabel, Interface-Box, RS232-Kabel
2 Stk Bedienungsanleitungen: Autoklav und SteriTrace Pro
Etikettendrucker mit einer Rolle Etiketten

Hier kommen Sie zu unseren aktuellen Angeboten:

Spezifikationen

Steri24 Klasse B Autoklav Premium 12 L			
Artikelnummer	8500551-8500550	**Volumen Speisewassertank**	3 Liter (für mind. 5 Zyklen)
Kammervolumen	12 Liter	**Volumen Brauchwassertank**	3 Liter
Kammerabmessung	Ø 20 cm x 35 cm	**Außenmaße (L x B x H)**	64 x 44 x 36 cm
Sterilisationstemperatur	105 °C bis 134 °C	**Netzanschluss**	230V AC, 50 Hz
Heizleistung	1950 W	**Nettogewicht**	51 kg
Dokumentation	USB und SteriTrace Pro Assistent	**Anschluss**	RS232

Empfohlenes Zubehör

Artikel	Artikelnummer
Bakterienfilter (1 Stück)	1300705
Helix Test (mit 100 Teststreifen)	8500434
Steam Plus Sterilisationstest (mit 100 Teststreifen)	8500436
Etikettenrolle mit 1000 Stk. Etiketten	8500507
Festwasseranschluss	8500564
AQUAdem 40 – Wasseraufbereitungsanlage	8500562
Druckerhalterung magnetisch	1300160

Klasse B Autoklav Premium 18 L

€ 2.549,-

mit automatischer Dokumentation

- ✓ Klasse-B-Autoklav nach EN 13060
- ✓ SteriTrace Pro Assistent zur digitalen Chargenfreigabe
- ✓ Papierlose Dokumentation der Sterilisationsprozesse
- ✓ LAN/WLAN, Cloud- und Praxissoftware-Anbindung
- ✓ Integrierter Frisch- & Brauchwassertank
- ✓ Etikettendrucker inklusive
- ✓ 18 Liter Kammervolumen mit 5 Trays
- ✓ Optionaler Festwasseranschluss



Der Steri24 Klasse B Autoklav Premium 18 L ist ein Dampfsterilisator für die professionelle Instrumentenaufbereitung in Praxen und Kliniken. Er eignet sich für verpackte und unverpackte Instrumente, Hohlkörper sowie Textilien und unterstützt Klasse B, S und N Programme.

Der SteriTrace Pro Assistent ermöglicht eine papierlose Dokumentation und digitale Chargenfreigabe direkt am Bildschirm. Sterilisationsprotokolle können über USB gespeichert und über LAN/WLAN, Cloud sowie Praxissoftware-Anbindung weiterverarbeitet werden. Der im Lieferumfang enthaltene Etikettendrucker ermöglicht zusätzlich die einfache Kennzeichnung des Sterilguts.

Mit 18 Liter Kammervolumen, 5 Trays, integriertem Frisch- und Brauchwassertank sowie optionaler Anbindung an eine Wasseraufbereitung ist der Autoklav ideal für einen effizienten Praxisalltag geeignet. Damit ist der Premium 18 L die passende Lösung für Zahnarztpraxen, Kieferorthopädie, Versorgungszentren und Kliniken mit Fokus auf vernetzte, papierlose Dokumentation.



Lieferumfang:
Steri24 Klasse B Autoklav Premium 18 L
SteriTrace Pro Touchpanel
2 Stk Quick-Connect-Adapter und 1 Stk Schlauch zur manuellen Entleerung des Speise- und Brauchwassertanks
5 Stk Trays, Tray Halterung und Handgriff
Bakterienfilter, 1 Stk Thermopapier
Versa-Halterung für Touchscreen mit vier Befestigungsschrauben
Kaltgeräte Stromkabel, Netzkabel, Interface-Box, RS232-Kabel
2 Stk Bedienungsanleitungen: Autoklav und SteriTrace Pro
Etikettendrucker mit einer Rolle Etiketten

Hier kommen Sie zu unseren aktuellen Angeboten:

Spezifikationen

Steri24 Klasse B Autoklav Pro 18 L			
Artikelnummer	8500552-8500550	**Volumen Speisewassertank**	4 Liter (für mind. 5 Zyklen)
Kammervolumen	18 Liter	**Volumen Brauchwassertank**	4 Liter
Kammerabmessung	Ø 25 cm x 35 cm	**Außenmaße (L x B x H)**	64 x 50 x 43 cm
Sterilisationstemperatur	105 °C bis 134 °C	**Netzanschluss**	230V AC, 50 Hz
Leistung	1950 W	**Nettogewicht**	53 kg
Dokumentation	USB und SteriTrace Pro Assistent	**Anschluss**	RS232

Empfohlenes Zubehör

Artikel	Artikelnummer
Bakterienfilter (1 Stück)	1300557
Helix Test (mit 100 Teststreifen)	8500434
Steam Plus Sterilisationstest (mit 100 Teststreifen)	8500436
Etikettenrolle mit 1000 Stk. Etiketten	8500507
Festwasseranschluss	8500564
AQUAdem 40 – Wasseraufbereitungsanlage	8500562
Druckerhalterung magnetisch	1300160

Klasse B Autoklav Premium 23 L

€ 2.799,-

mit automatischer Dokumentation

- ✓ Klasse-B-Autoklav nach EN 13060
- ✓ SteriTrace Pro Assistent zur digitalen Chargenfreigabe
- ✓ Papierlose Dokumentation der Sterilisationsprozesse
- ✓ LAN/WLAN, Cloud- und Praxissoftware-Anbindung
- ✓ Integrierter Frisch- & Brauchwassertank
- ✓ Etikettendrucker inklusive
- ✓ 23 Liter Kammervolumen mit 5 Trays
- ✓ Opitonaler Festwasseranschluss





Der Steri24 Klasse B Autoklav Premium 23 L ist ein Dampfsterilisator für die professionelle Instrumentenaufbereitung in Praxen, Versorgungszentren und Kliniken. Er eignet sich für verpackte und unverpackte Instrumente, Hohlkörper sowie Textilien und unterstützt Klasse B, S und N Programme.

Der SteriTrace Pro Assistent ermöglicht eine papierlose Dokumentation und digitale Chargenfreigabe direkt am Bildschirm. Sterilisationsprotokolle können über USB gespeichert und über LAN/WLAN, Cloud sowie Praxissoftware-Anbindung weiterverarbeitet werden. Der im Lieferumfang enthaltene Etikettendrucker ermöglicht zusätzlich die einfache Kennzeichnung des Sterilguts.

Mit 23 Liter Kammervolumen, 5 Trays, integriertem Frisch- und Brauchwassertank sowie optionalem Festwasseranschluss ist der Autoklav ideal für ein hohes Instrumentenaufkommen geeignet. Damit ist der Premium 23 L die leistungsstarke Lösung für Kliniken, chirurgische Zentren, große Zahnarztpraxen und Versorgungszentren mit Fokus auf digitale Chargenfreigabe.

Lieferumfang:
Steri24 Klasse B Autoklav Premium 23 L
SteriTrace Pro Touchpanel
2 Stk Quick-Connect-Adapter und 1 Stk Schlauch zur manuellen Entleerung des Speise- und Brauchwassertanks
5 Stk Trays, Tray Halterung und Handgriff
Bakterienfilter, 1 Stk Thermopapier
Versa-Halterung für Touchscreen mit vier Befestigungsschrauben
Kaltgeräte Stromkabel, Netzkabel, Interface-Box, RS232-Kabel
2 Stk Bedienungsanleitungen: Autoklav und SteriTrace Pro
Etikettendrucker und eine Rolle Etiketten

Hier kommen Sie zu unseren aktuellen Angeboten:

Spezifikationen

Steri24 Klasse B Autoklav Premium 23 L			
Artikelnummer	8500553-8500550	**Volumen Speisewassertank**	4 Liter (für mind. 5 Zyklen)
Kammervolumen	23 Liter	**Volumen Brauchwassertank**	4 Liter
Kammerabmessung	Ø 25 cm x 45 cm	**Außenmaße (L x B x H)**	68 x 50 x 43 cm
Sterilisationstemperatur	105 °C bis 134 °C	**Netzanschluss**	230V AC, 50 Hz
Leistung	1950 W	**Nettogewicht**	55 kg
Dokumentation	USB und SteriTrace Pro Assistent	**Anschluss**	RS23

Empfohlenes Zubehör

Artikel	Artikelnummer
Bakterienfilter (1 Stück)	1300705
Helix Test (mit 100 Teststreifen)	8500434
Steam Plus Sterilisationstest (mit 100 Teststreifen)	8500436
Etikettenrolle mit 1000 Stk. Etiketten	8500507
Festwasseranschluss	8500564
AQUAdem 40 – Wasseraufbereitungsanlage	8500562
Halterung für Etikettendrucke	1300160

Vielfältiges Zubehör

Für den optimalen Workflow

Tests & Dampfindikatoren

Für die Anwendung in allen Steri24 Klasse B Pro Autoklaven

Zubehör	Artikelnummer	Preis
Helix Test (inkl. 100 Teststreifen) - für Hohlkörper geeignet	8500434	€ 45,00
Bowie & Dick Test (20 Teststreifen) - für Textilien geeignet	8500438	€ 65,00
Steam Plus Sterilisationstest (100 Teststreifen) - nicht für Hohlkörper geeignet	8500436	€ 54,00


8500434


8500438


8500436

Papier

Die perfekte Wahl für den Einsatz im eingebauten Drucker der Steri24 Klasse B Pro Autoklaven. Jede Rolle bietet Platz für zirka 50 Protokolle.

Zubehör	Artikelnummer	Preis
Thermopapier Rollen (10 Stück)	1300742	€ 12,50


1300472

Filter

Für den Steri24 Klasse B Pro Autoklaven. Der Filter muss alle 150 Zyklen ersetzt werden. Bei weniger als 150 Zyklen im Jahr muss der Filter einmal pro Jahr gewechselt werden.

Zubehör	Artikelnummer	Preis
Bakterienfilter (1 Stück)	1300557	€ 19,90



1300557

Einsätze und Bodenplatten

Optional zum mitgelieferten Trayhalter und den integrierten Trays, bieten wir auch Aluminiumtrays, einen Einsatz für verpackte Instrumente sowie Bodenplatten für die Verwendung von Sterilisationsboxen an.

Bezeichnung	Artikelnummer	Preis
Aluminium Tray 12 L	1300907	€ 39,00
Aluminium Tray 18 L	1300908	€ 44,00
Aluminium Tray 23 L	1300909	€ 49,00
Einsatz für verpackte Instrumente 23 L	8500548	€ 35,00


8500548


1300907



Wasserversorgung

Hochwertiges, sauberes und demineralisiertes Wasser ist beim Autoklavieren besonders wichtig. Eine mindere Wasserqualität führt zu Ablagerungen in der Kammer des Autoklavs. Wir bieten daher zwei Systeme zur Wasseraufbereitung für alle unsere Autoklaven an.

Wasserdestillierer

Sie profitieren damit von der Kostenersparnis im Vergleich zum Kauf von deminieralisiertem Wasser.

Zubehör	Artikelnummer	Preis
Wasserdestilliergerät für 1,5 Liter / Stunde	8500482	€ 99,00
Aktivkohlefilter für Wasserdestilliergerät (12 Stück)	8500482AK	€ 51,00
AQUAdem 40 – Wasseraufbereitungsanlage	8500562	€ 299,00
Sprühpistole für AQUAdem 40	1300565	€ 49,00
Mischbettharzpatrone für AQUAdem 40 (1 Stück)	1300553	€ 39,00
Festwasseranschluss am Autoklav	8500564	€ 499,00



8500482


1300565



8500562

Zubehör für Klasse B Autoklav Premium-Serie

Ergänzend zu unserer Klasse B Premium-Serie bieten wir einen Etikettendrucker zum Kennzeichnen Ihres Sterilgutes. Das Barcodelesegerät ermöglicht das einscannen der Chargennummern.

Etikettendrucker und Barcodelesegerät

Für die umfassende Rückverfolgung Ihres Sterilgutes.

Zubehör	Artikelnummer	Preis
Etikettendrucker	8500502	€ 224,00
Etikettenrolle mit 1000 Stk. Etiketten	8500507	€ 25,00
Halterung für Etikettendrucker inkl. Magnete	1300160	€ 49,00
Barcodelesegerät	8500503	€ 121,00


8500502

8500507


1300160


8500503

REINIGUNG
ULTRASCHALLREINIGER



Symbolbild – KI-generiert

Steri24 Ultraschallreiniger

ab € 330,-

Professionelle Ultraschallreinigung für höchste Ansprüche

Die Steri24 Ultraschallreiniger stehen für zuverlässige, effiziente und gründliche Reinigung in professionellen Arbeitsumgebungen. Entwickelt für den täglichen Einsatz in Praxen, Kliniken, Labors, Werkstätten und technischen Betrieben, unterstützen sie eine effektive Vorreinigung von Instrumenten, Werkzeugen, Bauteilen und empfindlichen Kleinteilen.

Mit einer Ultraschallfrequenz von 40.000 Hz lösen die Geräte selbst hartnäckige Verschmutzungen, Ablagerungen und Rückstände auch an schwer zugänglichen Stellen. Dadurch ermöglichen sie eine besonders gleichmäßige und materialschonende Reinigung – ideal für Anwendungen, bei denen Präzision, Hygiene und zuverlässige Ergebnisse entscheidend sind.

Die Steri24 Serie bietet verschiedene Tankgrößen von 3,2 bis 22 Litern und deckt damit ein breites Anwendungsspektrum ab: vom kompakten Gerät für kleinere Reinigungsaufgaben bis hin zur großvolumigen Lösung für hohe Reinigungsanforderungen und größere Instrumente oder Werkstücke.

Die einstellbare Heizung von 20 °C bis 80 °C sowie der mechanische Timer von 1 bis 30 Minuten erlauben eine flexible Anpassung an unterschiedliche Reinigungsprozesse. Der im Lieferumfang enthaltene Edelstahlkorb sorgt für eine sichere Platzierung der zu reinigenden Gegenstände und erleichtert die Handhabung im professionellen Alltag.

Dank robuster Bauweise, einfacher Bedienung und vielseitiger Einsatzmöglichkeiten sind Steri24 Ultraschallreiniger eine zuverlässige Lösung für alle Bereiche, in denen gründliche Reinigung, Effizienz und ein reibungsloser Workflow gefragt sind.

Ihre Vorteile auf einen Blick

- ✓ Professionelle Ultraschallreinigung mit 40.000 Hz
- ✓ Verschiedene Tankgrößen für individuelle Anforderungen
- ✓ Einstellbare Heizung von 20 °C bis 80 °C
- ✓ Mechanischer Timer von 1 bis 30 Minuten
- ✓ Edelstahlkorb im Lieferumfang enthalten
- ✓ Robuste Bauweise für den täglichen Einsatz
- ✓ Für Instrumente, Werkzeuge, Bauteile, Schmuck, Brillen und mehr geeignet
- ✓ Ideal für Praxen, Kliniken, Labors, Werkstätten und technische Anwendungen

Steri24 Ultraschallreiniger – für saubere Ergebnisse, effiziente Abläufe und professionelle Reinigungsprozesse.





Hier kommen Sie zu unseren aktuellen Angeboten:

Spezifikationen

Tank Kapazität	Tank Größe (L x B x H)	Ultraschallleistung	Artikelnummer	Preis
3,2 L	240 x 135 x 100 mm	120 W	8500537	€ 330,00
6,5 L	300 x 150 x 150 mm	180 W	8500538	€ 570,00
10 L	300 x 240 x 150 mm	240 W	8500539	€ 747,00
15 L	330 x 300 x 150 mm	360 W	8500540	€ 990,00
22 L	500 x 300 x 150 mm	480 W	8500541	€ 1.227,00

Empfohlenes Zubehör

Artikel	Artikelnummer
Multisteril CD Ctrl Alt Lösung für Ultraschallgerät 1 Liter	8500458 € 45,00



DESINFEKTION
THERMODESINFEKTOR



Symbolbild – KI-generiert

Miele Thermodesinfektor

PWD 8534 Auftisch – Desinfektion & Trocknung

ab € 7.887,-



- ✓ Thermische Desinfektion nach EN ISO 15883
- ✓ DryPlus Heißlufttrocknung mit HEPA-14-Filter
- ✓ Zwei integrierte Dosierpumpen zur automatischen Dosierung
- ✓ Vollglastür für visuelle Kontrolle des Spülraums
- ✓ 8 programmierbare Anwenderprogramme mit Direktwahltasten
- ✓ Integrierter Wasserenthärter und dreifaches Wasserfiltersystem
- ✓ Kapazität: 8 Hohlkörperinstrumente plus weitere Instrumente

Der Miele Thermodesinfektor PWD 8534 Auftisch ist optimiert für den Einsatz in kleinen Praxen und bietet eine hochmoderne Lösung für die effiziente Aufbereitung von Instrumenten mit oder ohne Hohlkörper.

Die DryPlus Heißlufttrocknung mit HEPA-14-Filter sorgt für eine gründliche Trocknung, während zwei integrierte Dosierpumpen eine automatische Dosierung der Reinigungs- und Pflegemittel ermöglichen. Die Vollglastür erlaubt jederzeit die visuelle Kontrolle des Spülraums.

Mit 73 Liter Spülraumvolumen, 8 programmierbaren Anwenderprogrammen mit Direktwahltasten, integriertem Wasserenthärter und dreifachem Wasserfiltersystem bietet der PWD 8534 eine kompakte Lösung für kleine Praxen. Die Abmessungen betragen 555 x 645 x 575 mm (H x B x T) bei einem Gewicht von ca. 55 kg.



Lieferumfang:
Miele Thermodesinfektor PWD 8534 Auftisch mit Vollglastür, Wasserenthärter, Korbzubehör separat wählbar

Hier kommen Sie zu unseren aktuellen Angeboten:

Spezifikationen

Miele Thermodesinfektor PWD 8534			
Artikelnummer	PWD8534	**Abmessungen (H x B x T)**	555 x 645 x 575 mm
Spülraumvolumen	73 Liter	**Gewicht**	ca. 55 kg
Heizleistung	2,6 kW	**Programme**	8, direktwählbar

Empfohlenes Zubehör

Artikel	Preis
APWD 060 Basiskorb	€ 150,-
APWD 079 Injektorkorb	€ 890,-
E 491 Einsatz für rotierende Instrumente	€ 595,-
E 521/2 Einsatz für 7 Zangen	€ 154,-
Validierung (DE/AT/CH)	auf Anfrage
Inbetriebnahme mit Einweisung	auf Anfrage

Miele Thermodesinfektor

PWD 8682 – Desinfektion & Trocknung



ab € 8.628,-

- ✓ Thermische Desinfektion nach EN ISO 15883
- ✓ Bis zu 93 °C Nachspültemperatur
- ✓ EcoDry-Trocknung mit AutoOpen-Funktion
- ✓ Laserverschweißter Spülraum, 145 Liter Volumen
- ✓ M Touch Flex Touchscreen mit 8 frei programmierbaren Programmen
- ✓ Ab Werk per Ethernet/WiFi vernetzbar
- ✓ Kapazität: 44 Übertragungsinstrumente oder Absauger pro Charge

Der Miele Thermodesinfektor PWD 8682 ist ein leistungsstarker Thermodesinfektor für die professionelle Instrumentenaufbereitung in Dentalpraxen. Die thermische Desinfektion erfolgt mit Warm- und VE-Wasseranschluss im validierbaren Prozess nach EN ISO 15883.

Die integrierte Spüldruck- und Sprüharmüberwachung erkennt Druckabfälle oder Blockaden sofort, während die drehzahlvariable Heizpumpe den Spüldruck je Programmblock optimiert. EcoDry mit automatischer Türöffnung (AutoOpen) sorgt für eine beschleunigte und gründliche Trocknung.

Mit 145 Liter Spülraumvolumen, 8 frei programmierbaren Programmen, farbigem M Touch Flex Touchscreen und werksseitiger Ethernet/WiFi-Vernetzung bietet der PWD 8682 pro Charge Platz für z. B. 44 Übertragungsinstrumente oder 44 Absauger. Die Abmessungen betragen 835 x 598 x 598 mm (H x B x T).



Lieferumfang:
Miele Thermodesinfektor PWD 8682 mit Touchscreen und WiFi-Vernetzung, Körbe separat wählbar

Hier kommen Sie zu unseren aktuellen Angeboten:

Spezifikationen

Miele Thermodesinfektor PWD 8682			
Artikelnummer	8500582-LW	**Abmessungen (H x B x T)**	835 x 598 x 598 mm
Spülraumvolumen	145 Liter	**Kürzeste Programmlaufzeit**	40 min
Max. Nachspültemperatur	93 °C	**Programme**	8, frei programmierbar

Empfohlenes Zubehör

Artikel	Preis
Korbset Dental APWD 212	€ 2.837,-
Miele Flüssigreiniger APWd 212 Dental	€ 62,-
Validierungspaket inkl. Inbetriebnahme (DE/AT)	€ 1.549,-
Inbetriebnahme inkl. Anfahrt (DE/AT)	€ 699,-
Ober-/Unterkorb-Sortiment (A 101–A 105/1)	auf Anfrage
Wagen-Sortiment (A 201–A 208)	auf Anfrage

Passendes Zubehör

Für Ihre Praxis

Reiniger

die passenden Reiniger für Ihr Gerät

Zubehör	Füllmenge	Artikelnummer	Preis
Pro Care Dent 10 MA	5 Liter	8500584	€ 62,00
Pro Care Dent 30 C	5 Liter	8500585	€ 71,00
Pro Care Dent 40	1 Liter	8500586	€ ,00
Pro Care Regeneriersalz 61	6 Kilo	8500572	€ 13,00










Miele Korbset APWD 212 Dental


enthaltenes Zubehör	8500583	€ 2.837,00

A105/1 Oberkorb
E473/2 Sieb mit Deckel (für diverse Kleinstteile)
E337/1 Einsatz für stehende Instrumente
A836 Injektordüsen-Set
A803 Aufnahme für Übertragungsinstrumente 3 Stück
A800 Filterrohr
A804 Reinigungsbürste
A151 Unterkorb


A800


A804


E337/1


A105/1


E337/1


A151


A836


A803

Jede Anwendung ist anders. Deshalb stellen wir Ihnen Ihr Zubehörpaket individuell zusammen und erstellen Ihnen gerne ein passendes Angebot.

VERPACKUNG
SIEGELGERÄTE & BEUTEL & BOXEN



Symbolbild – KI-generiert

CertoSeal Pro Touch

€ 475,-

Siegelgerät mit Touch-Display

- ✓ Herstellung individueller Beutel aus Rollenware
- ✓ Integrierte Schneidefunktion
- ✓ Einstellbare Temperatur von 90 °C bis 210 °C
- ✓ Rollenhalter für Rollen bis 30 cm Breite
- ✓ Zählung der versiegelten Verpackungen



Der CertoSeal Pro Touch ist ein flexibles und preiswertes Einstiegs-Siegelgerät für die professionelle Instrumentenaufbereitung. Vorhandene Beutel können sicher verschlossen oder eigene Verpackungen aus Rollenware passgenau hergestellt werden.

Durch die integrierte Schneidefunktion und die einstellbare Temperatur eignet sich das Gerät für unterschiedliche Verpackungsmaterialien und Anforderungen im Praxisalltag. Die einfache Bedienung sowie die Zählung der versiegelten Verpackungen unterstützen einen wirtschaftlichen und übersichtlichen Workflow.

Der Rollenhalter ist für Rollen bis 30 cm Breite geeignet. Damit ist der CertoSeal Pro Touch ideal für Allgemeinpraxen, Tierarztpraxen, Arzt-, Augen- und Haarkliniken sowie Einrichtungen ohne Validierungspflicht.

Lieferumfang:
CertoSeal Pro Touch Siegelgerät
Ersatzklinge
Kaltgeräte Stromkabel
Benutzerhandbuch

Hier kommen Sie zu unseren aktuellen Angeboten:

Spezifikationen

	CertoSeal Pro Touch
Produkt Modell	CertoSeal Pro Touch
Maße (L x B x H)	28,3 x 51,7 x 20,5 cm
Temperatur	90 °C bis 210 °C
Netzanschluss	230V AC, 50 Hz

Empfohlenes Zubehör

Artikel	Artikelnummer
Sterilisationspapier Rolle 7,5 cm x 200 m	8500456
Sterilisationspapier Rolle 10 cm x 200 m	8500455
Sterilisationspapier Rolle 15 cm x 200 m	8500454
Sterilisationspapier Rolle 20 cm x 200 m	8500453
Sterilisationspapier Rolle 25 cm x 200 m	8500452

CertoSeal 200

€ 999,-

Validierbares Durchlauf-Siegelgerät mit Cutter

- ✓Validierbar & dokumentierbar
- ✓Automatischer Einzug der Beutel
- ✓Manuelle Schneidefunktion für Rollenware
- ✓7-Zoll-Touch-Display
- ✓USB-Anschluss für Siegelprozess-Dokumentation



Der CertoSeal 200 ist ein validierbares Durchlauf-Siegelgerät für die professionelle Instrumentenaufbereitung in Praxen und Kliniken. Beutel werden automatisch eingezogen und mit konstanter, reproduzierbarer Qualität sicher versiegelt.

Über das große 7-Zoll-Touch-Display lässt sich das Gerät einfach und intuitiv bedienen. Die integrierte USB-Schnittstelle ermöglicht eine zuverlässige Dokumentation der Siegelprozesse und unterstützt damit die Anforderungen an eine nachvollziehbare Aufbereitung.

Dank Rollenhalter für Rollen bis 30 cm Breite und manueller Schneidefunktion können Verpackungen flexibel und sauber vorbereitet werden. Der CertoSeal 200 ist damit die preisbewusste validierbare Lösung für Zahnarztpraxen, Arztpraxen, Tierarztpraxen, Augen- und Haarkliniken sowie weitere medizinische Einrichtungen.



Lieferumfang:
CertoSeal 200 Siegelgerät
Ersatzklinge
Kaltgeräte Stromkabel
Benutzerhandbuch

Hier kommen Sie zu unseren aktuellen Angeboten:

Spezifikationen

	CertoSeal 200
Produkt Modell	CertoSeal 200
Maße (L x B x H)	54 × 23,5 × 21,5 cm
Netzanschluss	230V AC, 50 Hz
Siegeltemperatur	Einstellbar von Raumtemperatur bis 220°C
Siegelnahtbreite	12mm
Heizgeschwindigkeit	Anstieg auf 180°C in 40 Sekunden
Randbereich	0–40 mm
Leistung	400W
Nettogewicht	16 kg

Empfohlenes Zubehör

Artikel	Artikelnummer
Sterilisationspapier Rolle 7,5 cm x 200 m	8500456
Sterilisationspapier Rolle 10 cm x 200 m	8500455
Sterilisationspapier Rolle 15 cm x 200 m	8500454
Sterilisationspapier Rolle 20 cm x 200 m	8500453
Sterilisationspapier Rolle 25 cm x 200 m	8500452

CertoSeal 300

Validierbares Durchlauf-Siegelgerät mit **Autocutter**

€ 1.299,-

- ✓ Validierbar & dokumentierbar
- ✓ Automatischer Einzug der Beutel
- ✓ Manuelle Schneidefunktion für Rollenware
- ✓ 7-Zoll-Touch-Display
- ✓ USB-Anschluss für Siegelprozess-Dokumentation





Der CertoSeal 300 wurde für Einrichtungen entwickelt, die bei der Instrumentenaufbereitung Wert auf einen besonders schnellen und komfortablen Verpackungsprozess legen. Das validierbare Durchlauf-Siegelgerät zieht die Beutel selbstständig ein, versiegelt sie zuverlässig und schneidet das Verpackungsmaterial automatisch auf die benötigte Länge zu.

Die Bedienung erfolgt komfortabel über ein übersichtliches 7-Zoll-Touch-Display. Alle relevanten Funktionen lassen sich direkt anwählen, während die integrierte USB-Schnittstelle eine lückenlose Dokumentation der Siegelvorgänge ermöglicht. So unterstützt der CertoSeal 300 einen transparenten und normgerechten Aufbereitungsprozess.

Durch die Kombination aus automatischem Einzug, automatischer Schneidefunktion und Rollenhalter für Verpackungsrollen bis 30 cm Breite werden wiederkehrende Arbeitsschritte deutlich reduziert. Das spart Zeit, vereinfacht die Handhabung und sorgt für einen reibungslosen Ablauf im Praxis- und Klinikalltag.

Damit ist der CertoSeal 300 die komfortorientierte Lösung für Zahnarztpraxen, Arztpraxen, Tierarztpraxen, Augen- und Haarkliniken sowie weitere medizinische Einrichtungen mit regelmäßigem Verpackungsbedarf.

Lieferumfang:
CertoSeal 300 Siegelgerät
Ersatzklinge
Kaltgeräte Stromkabel
Benutzerhandbuch

Hier kommen Sie zu unseren aktuellen Angeboten:

Spezifikationen


	CertoSeal 300
Produkt Modell	CertoSeal 300
Maße (L x B x H)	54 × 23,5 × 21,5 cm
Netzanschluss	230V AC, 50 Hz
Siegeltemperatur	Einstellbar von Raumtemperatur bis 220°C
Siegelnahtbreite	12mm
Heizgeschwindigkeit	Anstieg auf 180°C in 40 Sekunden
Randbereich	0–40 mm
Leistung	400W
Nettogewicht	16 kg

Empfohlenes Zubehör

Artikel	Artikelnummer
Sterilisationspapier Rolle 7,5 cm x 200 m	8500456
Sterilisationspapier Rolle 10 cm x 200 m	8500455
Sterilisationspapier Rolle 15 cm x 200 m	8500454
Sterilisationspapier Rolle 20 cm x 200 m	8500453
Sterilisationspapier Rolle 25 cm x 200 m	8500452

Vielfältiges Zubehör

Für den optimalen Workflow





Sterilisationsrollen

Sterilisationspapier für die Verwendung mit Versiegelungsgeräten.


Zubehör	Artikelnummer	Preis
Sterilisationspapier Rolle 7,5 cm Breite, 200 m Länge	8500456	€ 18,00
Sterilisationspapier Rolle 10 cm Breite, 200 m Länge	8500455	€ 22,00
Sterilisationspapier Rolle 15 cm Breite, 200 m Länge	8500454	€ 33,00
Sterilisationspapier Rolle 20 cm Breite, 200 m Länge	8500453	€ 45,00
Sterilisationspapier Rolle 25 cm Breite, 200 m Länge	8500452	€ 56,00

Sterilisationspapierbeutel

Selbstverschließende Sterilisationspapierbeutel, auch bekannt als Steri-Beutel oder laminierte Beutel. Zur Verwendung ohne Versiegelungsgerät.

Zubehör	Artikelnummer	Preis
Selbstversiegelnde Beutel 90 x 250 mm (200 Stück)	8500449	€ 13,00
Selbstversiegelnde Beutel 140 x 260 mm (200 Stück)	8500448	€ 12,00
Selbstversiegelnde Beutel 190 x 330 mm (200 Stück)	8500447	€ 20,00
Selbstversiegelnde Beutel 300 x 450 mm (200 Stück)	8500446	€ 65,00





Die Vorteile bei Steri24:

Gratis Lieferung in DE, AT und CH
ab einem Bestellwert von € 1.200,- netto

2 – 3 Jahre Garantie
Standardmäßig 2 Jahre Garantie; 3 Jahre bei Abschluss eines Wartungsvertrages

24 Stunden Notrufnummer
+49 545 263 499 31 - Steri24 Service Standort in Ihrer Nähe

Vor-Ort-Service
Inbetriebnahme, Wartung und Validierung Ihrer Geräte vor Ort durch unsere Servicepartner

Bodenplatte für Sterilisationscontainer

Zubehör	Artikelnummer	Preis
Bodenplatte 12L	1300910	€ 39,00
Bodenplatte 18L	1300911	€ 44,00
Bodenplatte 23L	1300912	€ 49,00

Sterilisationscontainer

Sterilisationscontainer aus Aluminium für die sichere Sterilisation und Aufbewahrung.

Zubehör	Größe (L x B x H)	Artikelnummer	Preis
Aluminium Sterilisationscontainer Mini S	300 x 140 x 40 mm	1300923	€ 99,00
Aluminium Sterilisationscontainer Mini M	300 x 140 x 70 mm	1300924	€ 119,00
Aluminium Sterilisationscontainer Mini L	300 x 140 x 100 mm	1300925	€ 129,00
Aluminium Sterilisationscontainer Dental S	310 x 190 x 40 mm	1300926	€ 119,00
Aluminium Sterilisationscontainer Dental M	310 x 190 x 65 mm	1300927	€ 129,00
Aluminium Sterilisationscontainer Dental L	310 x 190 x 130 mm	1300928	€ 149,00

Zubehör für Sterilisationscontainer


Einweg- oder Dauerfilter passend zu unseren Aluminium Sterilisationscontainern Mini und Dental.

Zubehör	Artikelnummer	Preis
Einwegfilter (250 Stück)	1300930	€ 15,00
Teflon Dauerfilter (2 Stück)	1300931	€ 39,00
Verschlussplombe mit Indikator blau (1.000 Stk)	1300952	€ 159,00









Ihr starker Partner!

Steri24 ist nicht nur bekannt für seine Autoklaven, sondern auch für seinen Service sowie seine ergänzenden Dienstleistungen. Wir bieten Ihnen Beratung zu Sterilisationsprozessen, helfen Ihnen den passenden Autoklav zu finden und stehen Ihnen auch nach dem Kauf zur Verfügung.
Auf Wunsch können wir für einzelne Steri24 Modelle eine komplette Qualifizierung und Validierung durchführen.

Dienstleistungen

Gerätewartung vor Ort	Für alle Steri24 Geräte	Artikelnummer: 1250006

Gemäß den gesetzlichen Vorschriften sollten Ihr Autoklav, Thermodesinfektor und Siegelgerät alle 24 Monate gewartet werden (bei Autoklaven zusätzlich spätestens nach 1000 Sterilisationszyklen).

Sie können die Wartung ganz einfach zu einem Festpreis in unserem Online-Shop bestellen.
Tipp: Schließen Sie mit uns einen Wartungsvertrag ab. Wir kümmern uns für Sie darum, dass Ihr Autoklav stets zeitgerecht gewartet wird.
Das Angebot inklusive Anfahrt ist in Deutschland, Österreich, Schweiz, Luxemburg und Liechtenstein möglich. Unser Servicepaket beinhaltet die Kosten für die Wartung, die Anfahrt und die Standard-Ersatzteile (Türdichtung, Bakterienfilter, Sicherheitsventil). Die Rechnung erhalten Sie erst nach Abschluss der Wartung.

Validierung vor Ort	Für alle Steri24 Autoklaven & Desinfektoren	Artikelnummer 1250003

Die Validierung (Installations-, Betriebs- und Leistungsqualifikation) sowie die Revalidierung (erneute Leistungsqualifikation) erfolgen auf der Grundlage der relevanten Teile der Norm DIN EN ISO 15883 sowie der aktuellen Leitlinien der DGKH, DGSV und RKI für die Validierung und Routineüberwachung maschineller Reinigungs- und Desinfektionsprozesse sowie der Leitlinien für Dampfsterilisations- und Siegelnahtprozesse.
Dabei werden auch die jeweils aktuellen Empfehlungen der Kommission für Krankenhaushygiene und Infektionsprävention (KRINKO) beim Robert-Koch-Institut (RKI) und des Bundesinstitutes für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) „Anforderungen an die Hygiene bei der Aufbereitung von Medizinprodukten“ berücksichtigt.

Tipp: Schließen Sie mit uns einen Validierungsvertrag ab. Wir kümmern uns für Sie darum, dass Ihr Autoklav stets revalidiert wird und einsatzbereit bleibt.
Bei Abschluss eines Validierungsvertrag erhalten Sie zudem einen Preisvorteil aufgrund von besserer Planbarkeit für die Validierung vor Ort.

Reparaturservice	Für alle Steri24 Geräte	Artikelnummer: REPAT

Sie haben bei uns standardmäßig zwei Jahre Garantie. Während dieser Zeit übernehmen wir Reparaturen im Rahmen der Garantiebedingungen kostenfrei.

Im Fall der Fälle können Sie die Reparatur ganz einfach zum Grundpreis in unserem Online-Shop bestellen.
Das Angebot inklusive Anfahrt ist in Deutschland, Österreich, Schweiz, Luxemburg und Liechtenstein möglich.
Unser Reparaturpaket beinhaltet die Kosten für die Reparatur, die Anfahrt und die Standard-Ersatzteile (Türdichtung, Bakterienfilter, Sicherheitsventil).



Symbolbild – KI-generiert

Die Vorteile bei Steri24:

Gratis Lieferung in DE, AT und CH
ab einem Bestellwert von € 1.200,- netto

24 Stunden Notrufnummer
+49 545 263 499 31 – Steri24 Service Standort in Ihrer Nähe

2 – 3 Jahre Garantie
Standardmäßig 2 Jahre Garantie; 3 Jahre bei Abschluss eines Wartungsvertrages

Vor-Ort-Service
Inbetriebnahme, Wartung und Validierung Ihrer Geräte vor Ort durch unsere Servicepartner

Für weitere Fragen stehen wir Ihnen gerne jederzeit zur Verfügung!

Weiterführende Informationen erhalten Sie unter www.steri24.com oder wenden Sie sich direkt an unser Büro.

Kontaktdaten

Anschrift
Steri24 – eine Marke von
CertoClav Sterilizer GmbH
Peintner Straße 10
A-4060 Leonding

Telefon
+43 732 674 278 22

E-Mail
support@certoclav.com

Firmenbuch
Landesgericht Linz
FN122912d

UID-Nr.
ATU22821702

CEO
Michael Simon

Für eine Beratung erreichen Sie uns unter
support@certoclav.com
Tel. +43 732 674 278 22
Montag – Donnerstag: 8:00 – 16:00 Uhr
Freitag: 08:00 – 13:00 Uhr

Bestellen Sie rund um die Uhr in unserem Steri24-Online-Shop:
www.steri24.com

Hinweise

Die Garantiebedingungen sind in den jeweiligen Zertifikaten beschrieben.
Lieferungen erfolgen zu unseren Geschäftsbedingungen, ersichtlich auf: https://www.steri24.com.
Abbildungen können sich vom Produkt unwesentlich unterscheiden. Abbildungen zueinander nicht maßstabsgetreu.
Alle Preise verstehen sich netto zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer.
Die tatsächlichen Preise können aufgrund von branchenüblichen Rabattaktionen und variablen Einkaufspreisen variieren.

Impressum

© Certoclav Sterilizer GmbH
Die in dieser Publikation enthaltenen Abbildungen, Informationen und technischen Daten entsprechen dem Stand der Drucklegung. Für Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen übernimmt der Autor keinerlei Gewähr.

Notizen:

Bestellungen:

per Mail: support@certoclav.com
per Telefon: +43 732 674 278 22
im Online-Shop: www.steri24.com



Symbolbild – KI-generiert

Steri24

Jetzt bestellen
+43 732 674 278 22


Per Mail
support@certoclav.com

Online-Shop
www.steri24.de

ClavioSoft

- Vollautomatische Dokumentation
- Über 200 Geräte anbindbar
- RKI-konforme vollständige Dokumentation
- Optimiert für Hygiene-Audits

Weitere Informationen finden Sie auf www.steri24.de



Anschrift
Steri24 - eine Marke von
CertoClav Sterilizer GmbH
Peintner Straße 10
A-4060 Leonding

Telefon
+43 732 674 278 22

E-Mail
support@certoclav.com

Sämtliche technischen Daten gelten ausschließlich für unbeladene Geräte in Standardausführung bei einer Umgebungstemperatur von 22 ± 3 °C und einer Netzspannungsschwankung von ±10 %. Technische Änderungen sind vorbehalten.

www.steri24.com

01.2027