Steri24

Meilleurs prix. Service au top.



Autoclave dès
1 399 €

Soudeuse dès
475 €

Désinfecteur dès
7 887 €

SERVICE SUR SITE

3 ANS DE GARANTIE

Image générée par IA

jusqu'au 31.12.2027

Sommaire

Avant-propos 3
Retraitement des instruments 4

Autoclaves

Autoclave Classe B Pro 3 L 7
Autoclave Classe B Pro 12 L 8
Autoclave Classe B Pro 18 L 9
Autoclave Classe B Pro 23 L 10
Autoclave Classe B Premium 12 L 11
Autoclave Classe B Premium 18 L 12
Autoclave Classe B Premium 23 L 13
Accessoires pour autoclaves 14

Nettoyeurs à ultrasons

Nettoyeurs à ultrasons Steri24 17

Thermodésinfecteur

Thermodésinfecteur Miele PWD 8534 19
Thermodésinfecteur Miele PWD 8682 20
Accessoires Miele 21

Emballage & soudeuses

CertoSeal Pro Touch 23
CertoSeal 200 24
CertoSeal 300 25
Accessoires pour soudeuses 26
Conteneurs de stérilisation 27

Prestations 28
Contact 29

Steri24 – une marque de CertoClav : Garant de qualité depuis 1957

Chers clients,

bienvenue chez Steri24, votre fournisseur de référence d'autoclaves médicaux de classe B selon la norme EN13060 ! En tant que directeur général de cette entreprise familiale de tradition basée à Linz, je m'engage personnellement pour une qualité optimale et un service d'excellence. Depuis plus de 65 ans, CertoClav est synonyme de fiabilité, d'innovation et d'engagement dans le domaine de la technologie de stérilisation médicale. Notre succès repose sur une étroite collaboration avec vous, nos clients estimés. Notre priorité est de vous offrir la meilleure qualité disponible sur le marché.

Nos autoclaves de classe B satisfont aux exigences strictes de la norme EN13060, et vont même au-delà. Nous pouvons ainsi vous fournir des produits haut de gamme garantissant les normes de sécurité les plus élevées.
Nos autoclaves sont fabriqués à partir des meilleurs matériaux et soumis à des contrôles qualité rigoureux afin de garantir un fonctionnement irréprochable. Vous pouvez compter sur notre équipe d'experts, formée de manière approfondie à la validation et à la maintenance. Si des questions ou des problèmes devaient néanmoins survenir, notre excellent service sur site en Allemagne, en Autriche et en Suisse est à vos côtés.

Une autre raison de choisir Steri24 : nos prix imbattables. Nous sommes convaincus que les équipements médicaux de qualité doivent rester abordables. C'est pourquoi nous vous offrons non seulement une qualité optimale, mais aussi des conditions équitables.
En signe de notre confiance dans nos produits, tous nos autoclaves bénéficient d'une garantie de 2 ans. Votre satisfaction est notre moteur et nous voulons que vous soyez entièrement satisfait de votre achat.
Et ce n'est pas tout ! Nous vous offrons également la livraison gratuite en Allemagne, en Autriche et en Suisse. Où que vous soyez, nous vous livrons votre commande rapidement et en toute sécurité.

Notre engagement pour votre sécurité et votre satisfaction ne s'arrête pas à l'achat. Notre numéro d'urgence 24 h/24 est toujours à votre disposition si vous avez besoin d'aide. Car chez Steri24, vous n'êtes pas seulement client, vous faites partie de notre famille.
Découvrez par vous-même la qualité, les prix imbattables et le service exceptionnel de Steri24. Fixons ensemble les normes les plus élevées en matière de stérilisation médicale et construisons un avenir plus sain.

Merci de votre confiance.

Bien cordialement, Michael Simon, M.Sc.
Directeur général de Steri24



Les avantages Steri24 :

Livraison gratuite en DE, AT et CH
à partir de 1 200 € HT de commande


2 – 3 ans de garantie
2 ans de garantie en standard ; 3 ans avec un contrat de maintenance et une maintenance effectuée conformément au contrat

Numéro d'urgence 24 h/24
+49 545 263 499 31 - site de service Steri24 près de chez vous

Service sur site
Mise en service, maintenance et validation de vos appareils sur site par nos partenaires de service

CertoSeal 300

soudeuse validable avec coupe automatique



3

Emballage



Thermodésinfecteur Miele

Appareil de désinfection et de séchage

2

Désinfection & séchage



Nettoyage



Nettoyeurs à ultrasons Steri24

Disponible en différentes tailles

3–22 L

1



AQUAdem 40

Système de traitement de l'eau



Autoclave Classe B Pro ou Premium

Disponible de 3 à 23 litres

4 Stérilisation



Assistant SteriTrace Pro

Documentation sans papier



5 Traçabilité



Imprimante d'étiquettes

Identification des charges



Tests & indicateurs

Pour la surveillance & le contrôle

STÉRILISATION
AUTOCLAVES CLASSE B



Image générée par IA

Autoclave Classe B Pro 3 L

Le gain de place - Ultra-rapide en 11 minutes

1 399 €



- ✓Autoclave de classe B selon EN 13060
- ✓Particulièrement compact pour les petits espaces de travail
- ✓**Ultra-rapide** : 7 min pour les instruments non emballés, 15 min pour les instruments emballés
- ✓Documentation SD & imprimante de protocole intégrée
- ✓Écran tactile couleur pour une utilisation simple
- ✓Chambre de 3 litres avec 2 plateaux
- ✓Aucun raccordement d'eau externe nécessaire

L'autoclave Steri24 Classe B Pro Touch 3 L est un stérilisateur à vapeur compact destiné au retraitement professionnel des instruments dans un espace réduit. Il convient aux instruments emballés et non emballés, aux textiles ainsi qu'aux corps creux et satisfait aux exigences de la classe B selon EN 13060.

Le grand écran tactile couleur rend l'utilisation simple et intuitive. Avec le programme rapide, les instruments non emballés sont à nouveau prêts à l'emploi après seulement 7 minutes. La documentation intégrée par carte SD et imprimante thermique assure un enregistrement complet et conforme des processus de stérilisation.

Avec une chambre de 3 litres, 2 plateaux, un réservoir d'eau propre intégré et des dimensions compactes, le Pro Touch 3 L est idéal pour les petits cabinets et établissements disposant de peu de place. Il convient particulièrement aux cabinets de podologie et de pédicurie, studios de tatouage et de piercing, instituts de beauté et d'esthétique ainsi qu'aux petits cabinets médicaux.



Livraison :
Autoclave Steri24 Classe B Pro 3 L avec support de plateaux
2 raccords rapides et 1 tuyau de vidange manuelle du réservoir d'alimentation et de l'eau usée
2 plateaux, dimensions : 28,5 x 18,5 x 1,5 cm (L x l x H)
Poignée pour retirer les plateaux en toute sécurité après la stérilisation
2 fusibles de rechange, 5 mm, 10 A
Filtre bactérien, 1 rouleau de papier thermique
Câble d'alimentation IEC
Mode d'emploi

Découvrez nos offres actuelles :

Caractéristiques techniques

Autoclave Steri24 Classe B Pro 3 L			
Référence	8500491	**Volume du réservoir d'alimentation**	1 litre (pour au moins 5 cycles)
Volume de la chambre	3 litres	**Température de stérilisation**	121 °C et 134 °C
Dimensions de la chambre (L x l x H)	32 x 19,5 x 7,5 cm	**Dimensions extérieures (L x l x H)**	59,5 x 28,5 x 24,5 cm
Documentation	Carte SD et imprimante thermique	**Alimentation électrique**	230V AC, 50 Hz
Puissance	2900 W	**Poids net**	24 kg

Accessoires recommandés

Article	Référence
Filtre bactérien (1 pièce)	1300557
Papier thermique en rouleaux (10 pièces)	1300742
Test Helix (100 bandelettes)	8500434
Test Steam Plus (100 bandelettes)	8500436
Distillateur d'eau	8500482

Autoclave Classe B Pro 12 L

1 499 €

Pour petits & moyens cabinets

- ✓Autoclave de classe B selon EN 13060
- ✓Pour instruments emballés et non emballés
- ✓Appareil autonome avec réservoirs intégrés d'eau propre & d'eau usée
- ✓Documentation numérique USB & imprimante de protocole intégrée
- ✓Navigation conviviale dans les menus
- ✓Chambre de 12 litres avec 3 plateaux
- ✓Raccordement fixe à l'eau en option



L'autoclave Steri24 Classe B Pro 12 L est un stérilisateur à vapeur compact destiné au retraitement professionnel des instruments en cabinet et en clinique. Il convient aux instruments emballés et non emballés, aux corps creux ainsi qu'aux textiles et prend en charge les programmes de classe B, S et N.

Grâce aux réservoirs intégrés d'eau propre et d'eau usée, l'appareil peut être utilisé de manière flexible comme solution autonome. Aucun raccordement d'eau externe n'est nécessaire. L'utilisation est simple et claire, ce qui rend l'autoclave idéal pour le travail quotidien au cabinet.



Avec une chambre de 12 litres, 3 plateaux, la documentation USB, une imprimante de protocole intégrée et un raccordement fixe à l'eau en option, le Pro 12 L offre une solution fiable et conforme pour les petits et moyens cabinets. Il convient particulièrement à la médecine générale, la dermatologie, l'ORL, les cabinets de podologie et de pédicurie ainsi qu'aux petits cabinets dentaires et vétérinaires.

Livraison :
Autoclave Steri24 Classe B Pro 12 L
2 raccords rapides et 1 tuyau de vidange manuelle des réservoirs d'eau propre et usée
3 plateaux, dimensions : 31 x 15 x 1,5 cm (L x l x H)
Support de plateaux
Poignée pour retirer les plateaux en toute sécurité après la stérilisation
Filtre bactérien, 1 rouleau de papier thermique
Câble d'alimentation IEC
Mode d'emploi

Découvrez nos offres actuelles :

Caractéristiques techniques

Autoclave Steri24 Classe B Pro 12 L			
Référence	8500475	**Volume du réservoir d'alimentation**	3 litres (pour au moins 5 cycles)
Volume de la chambre	12 litres	**Volume du réservoir d'eau usée**	3 litres
Dimensions de la chambre	Ø 20 cm x 35 cm	**Dimensions extérieures (L x l x H)**	64 x 44 x 36 cm
Température de stérilisation	121°C et 134°C	**Alimentation électrique**	230V AC, 50 Hz
Puissance	1950 W	**Poids net**	51 kg
Documentation	USB et imprimante thermique		

Accessoires recommandés

Article	Référence
Filtre bactérien (1 pièce)	1300557
Papier thermique en rouleaux (10 pièces)	1300742
Test Helix (100 bandelettes)	8500434
Test Steam Plus (100 bandelettes)	8500436
Distillateur d'eau	8500482
Raccordement fixe à l'eau	8500564
AQUAdem 40 – Système de traitement de l'eau	8500562


Autoclave Classe B Pro 18 L

Pour moyens & grands cabinets

1 649 €

- ✓Autoclave de classe B selon EN 13060
- ✓Pour instruments emballés et non emballés
- ✓Adapté aux textiles et corps creux
- ✓Appareil autonome avec réservoirs intégrés d'eau propre et d'eau usée
- ✓Documentation USB et imprimante de protocole intégrée
- ✓Chambre de 18 litres avec 5 plateaux en inox
- ✓Double séchage par vide et chauffage de la double paroi
- ✓Raccordement fixe à l'eau en option





L'autoclave Steri24 Classe B Pro 18 L est le stérilisateur à vapeur idéal pour le retraitement des instruments en cabinet et en clinique. L'organisme notifié reconnu TÜV SÜD effectue les essais et évaluations de l'évaluation de la conformité et en certifie l'exactitude selon des critères d'évaluation uniformes.

L'autoclave Steri24 Classe B Pro se distingue avant tout par sa simplicité d'utilisation, sa longévité, sa sécurité et sa documentation numérique. Grâce à une production internationale en grandes séries, son prix est compétitif.

Le Steri24 Classe B Pro convient aux cliniques, cabinets dentaires, studios de piercing et de tatouage, cabinets de podologie et de pédicurie, ainsi qu'aux cliniques esthétiques et ophtalmologiques.

Il s'agit d'un stérilisateur à vapeur de haute qualité qui répond aux exigences médicales les plus strictes.

Livraison :
Autoclave Steri24 Classe B Pro 18 L
2 raccords rapides et 1 tuyau de vidange manuelle des réservoirs d'eau propre et usée
5 plateaux, dimensions : 28 x 19 x 1,5 cm (L x l x H)
Support de plateaux
Poignée pour retirer les plateaux en toute sécurité après la stérilisation
Filtre bactérien, 1 rouleau de papier thermique
Câble d'alimentation IEC
Mode d'emploi

Découvrez nos offres actuelles :

Caractéristiques techniques

Autoclave Steri24 Classe B Pro 18 L			
Référence	8500547	**Volume du réservoir d'alimentation**	4 litres (pour au moins 5 cycles)
Volume de la chambre	18 litres	**Volume du réservoir d'eau usée**	4 litres
Dimensions de la chambre	Ø 25 cm x 35 cm	**Dimensions extérieures (L x l x H)**	64 x 50 x 43 cm
Température de stérilisation	105 °C à 134 °C	**Alimentation électrique**	230V AC, 50 Hz
Puissance	1950 W	**Poids net**	53 kg
Documentation	USB et imprimante thermique		

Accessoires recommandés

Article	Référence
Filtre bactérien (1 pièce)	1300557
Papier thermique en rouleaux (10 pièces)	1300742
Test Helix (100 bandelettes)	8500434
Test Steam Plus (100 bandelettes)	8500436
Distillateur d'eau	8500482
Raccordement fixe à l'eau	8500564
AQUAdem 40 – Système de traitement de l'eau	8500562

Autoclave Classe B Pro 23 L

Pour grands cabinets & cliniques

1 949 €


- ✓Autoclave de classe B selon EN 13060
- ✓Pour instruments emballés et non emballés
- ✓Adapté aux textiles et corps creux
- ✓Appareil autonome avec réservoirs intégrés d'eau propre & d'eau usée
- ✓Documentation USB et imprimante de protocole intégrée
- ✓Chambre de 23 litres avec 5 plateaux
- ✓Double séchage par vide et chauffage de la double paroi
- ✓Raccordement fixe à l'eau en option



L'autoclave Steri24 Classe B Pro 23 L est un stérilisateur à vapeur performant destiné au retraitement professionnel des instruments en cabinet, en centre de santé et en clinique. Il convient aux instruments emballés et non emballés, aux textiles ainsi qu'aux corps creux et satisfait aux exigences de la classe B selon EN 13060.

Avec une chambre de 23 litres et 5 plateaux en inox, l'autoclave offre une capacité particulièrement élevée pour les établissements traitant un grand volume d'instruments. Les 7 programmes standard, l'utilisation simple et le double séchage garantissent des charges sûres et bien séchées au quotidien.

Grâce aux réservoirs intégrés d'eau propre et d'eau usée, l'appareil peut être utilisé de manière flexible comme solution autonome. La documentation USB et l'imprimante de protocole intégrée assurent une documentation complète des processus de stérilisation. Le raccordement fixe à l'eau en option offre une flexibilité supplémentaire au quotidien. Idéal pour les cabinets dentaires, cliniques, centres de santé, cabinets de chirurgie et cliniques vétérinaires.



Livraison :
Autoclave Steri24 Classe B Pro 23 L
2 raccords rapides et 1 tuyau de vidange manuelle des réservoirs d'eau propre et usée
5 plateaux, dimensions : 38 x 19 x 2 cm (L x l x H)
Support de plateaux
Poignée pour retirer les plateaux en toute sécurité après la stérilisation
Filtre bactérien, 1 rouleau de papier thermique
Câble d'alimentation IEC
Mode d'emploi

Découvrez nos offres actuelles :

Caractéristiques techniques

Autoclave Steri24 Classe B Pro 23 L			
Référence	8500477	**Volume du réservoir d'alimentation**	4 litres (pour au moins 5 cycles)
Volume de la chambre	23 litres	**Volume du réservoir d'eau usée**	4 litres
Dimensions de la chambre	Ø 25 cm x 45 cm	**Dimensions extérieures (L x l x H)**	67 x 50 x 44 cm
Température de stérilisation	105 °C à 134 °C	**Alimentation électrique**	230V AC, 50 Hz
Puissance de chauffe	1950 W	**Poids net**	55 kg
Documentation	USB et imprimante thermique		

Accessoires recommandés

Article	Référence
Filtre bactérien (1 pièce)	1300557
Papier thermique en rouleaux (10 pièces)	1300742
Test Helix (100 bandelettes)	8500434
Test Steam Plus (100 bandelettes)	8500436
Distillateur d'eau	8500482
Raccordement fixe à l'eau	8500564
AQUAdem 40 – Système de traitement de l'eau	8500562

Autoclave Classe B Premium 12 L

avec documentation automatique

2 449 €

- ✓Autoclave de classe B selon EN 13060
- ✓Assistant SteriTrace Pro pour la libération numérique des charges
- ✓Documentation sans papier des processus de stérilisation
- ✓Connexion LAN/WLAN, cloud et logiciel du cabinet
- ✓Réservoirs intégrés d'eau propre & d'eau usée
- ✓Imprimante d'étiquettes incluse
- ✓Chambre de 12 litres avec 3 plateaux
- ✓Raccordement fixe à l'eau en option



L'autoclave Steri24 Classe B Premium 12 L est un stérilisateur à vapeur destiné au retraitement professionnel des instruments en cabinet et en clinique. Il convient aux instruments emballés et non emballés, aux corps creux ainsi qu'aux textiles et prend en charge les programmes de classe B, S et N.

L'assistant SteriTrace Pro permet une documentation sans papier et une libération numérique des charges directement à l'écran. Les protocoles de stérilisation peuvent être enregistrés via USB et traités via LAN/WLAN, cloud et connexion au logiciel du cabinet. L'imprimante d'étiquettes fournie permet en outre d'identifier facilement les produits stérilisés.

Avec une chambre de 12 litres, 3 plateaux, des réservoirs intégrés d'eau propre et d'eau usée et un raccordement fixe à l'eau en option, l'autoclave s'utilise de manière flexible au quotidien. Le Premium 12 L est ainsi idéal pour les cabinets dentaires numérisés, les cabinets médicaux et les petites cliniques attachés à une documentation traçable.



Livraison :
Autoclave Steri24 Classe B Premium 12 L
Écran tactile SteriTrace Pro
2 raccords rapides et 1 tuyau de vidange manuelle des réservoirs d'eau propre et usée
3 plateaux, support de plateaux et poignée
Filtre bactérien, 1 rouleau de papier thermique
Support Versa pour écran tactile avec 4 vis de fixation
Câble IEC, câble secteur, boîtier d'interface, câble RS232
2 modes d'emploi : autoclave et SteriTrace Pro
Imprimante d'étiquettes + 1 rouleau d'étiquettes

Découvrez nos offres actuelles :

Caractéristiques techniques

Autoclave Steri24 Classe B Premium 12 L			
Référence	8500551-8500550	**Volume du réservoir d'alimentation**	3 litres (pour au moins 5 cycles)
Volume de la chambre	12 litres	**Volume du réservoir d'eau usée**	3 litres
Dimensions de la chambre	Ø 20 cm x 35 cm	**Dimensions extérieures (L x l x H)**	64 x 44 x 36 cm
Température de stérilisation	105 °C à 134 °C	**Alimentation électrique**	230V AC, 50 Hz
Puissance de chauffe	1950 W	**Poids net**	51 kg
Documentation	USB et Assistant SteriTrace Pro	**Raccordement**	RS232

Accessoires recommandés

Article	Référence
Filtre bactérien (1 pièce)	1300705
Test Helix (100 bandelettes)	8500434
Test Steam Plus (100 bandelettes)	8500436
Rouleau de 1000 étiquettes	8500507
Raccordement fixe à l'eau	8500564
AQUAdem 40 – Système de traitement de l'eau	8500562
Support d'imprimante magnétique	1300160

Autoclave Classe B Premium 18 L

avec documentation automatique

2 549 €

- ✓ Autoclave de classe B selon EN 13060
- ✓ Assistant SteriTrace Pro pour la libération numérique des charges
- ✓ Documentation sans papier des processus de stérilisation
- ✓ Connexion LAN/WLAN, cloud et logiciel du cabinet
- ✓ Réservoirs intégrés d'eau propre & d'eau usée
- ✓ Imprimante d'étiquettes incluse
- ✓ Chambre de 18 litres avec 5 plateaux
- ✓ Raccordement fixe à l'eau en option



L'autoclave Steri24 Classe B Premium 18 L est un stérilisateur à vapeur destiné au retraitement professionnel des instruments en cabinet et en clinique. Il convient aux instruments emballés et non emballés, aux corps creux ainsi qu'aux textiles et prend en charge les programmes de classe B, S et N.

L'assistant SteriTrace Pro permet une documentation sans papier et une libération numérique des charges directement à l'écran. Les protocoles de stérilisation peuvent être enregistrés via USB et traités via LAN/WLAN, cloud et connexion au logiciel du cabinet. L'imprimante d'étiquettes fournie permet en outre d'identifier facilement les produits stérilisés.

Avec une chambre de 18 litres, 5 plateaux, des réservoirs intégrés d'eau propre et d'eau usée et un raccordement optionnel à un système de traitement de l'eau, l'autoclave est idéal pour un quotidien efficace au cabinet. Le Premium 18 L est ainsi la solution adaptée aux cabinets dentaires, à l'orthodontie, aux centres de santé et aux cliniques privilégiant une documentation en réseau et sans papier.



Livraison :
Autoclave Steri24 Classe B Premium 18 L
Écran tactile SteriTrace Pro
2 raccords rapides et 1 tuyau de vidange manuelle des réservoirs d'eau propre et usée
5 plateaux, support de plateaux et poignée
Filtre bactérien, 1 rouleau de papier thermique
Support Versa pour écran tactile avec 4 vis de fixation
Câble IEC, câble secteur, boîtier d'interface, câble RS232
2 modes d'emploi : autoclave et SteriTrace Pro
Imprimante d'étiquettes + 1 rouleau d'étiquettes

Découvrez nos offres actuelles :

Caractéristiques techniques

Autoclave Steri24 Classe B Pro 18 L			
Référence	8500552-8500550	**Volume du réservoir d'alimentation**	4 litres (pour au moins 5 cycles)
Volume de la chambre	18 litres	**Volume du réservoir d'eau usée**	4 litres
Dimensions de la chambre	Ø 25 cm x 35 cm	**Dimensions extérieures (L x l x H)**	64 x 50 x 43 cm
Température de stérilisation	105 °C à 134 °C	**Alimentation électrique**	230V AC, 50 Hz
Puissance	1950 W	**Poids net**	53 kg
Documentation	USB et assistant SteriTrace Pro	**Raccordement**	RS232

Accessoires recommandés

Article	Référence
Filtre bactérien (1 pièce)	1300557
Test Helix (100 bandelettes)	8500434
Test Steam Plus (100 bandelettes)	8500436
Rouleau de 1000 étiquettes	8500507
Raccordement fixe à l'eau	8500564
AQUAdem 40 – Système de traitement de l'eau	8500562
Support d'imprimante magnétique	1300160

Autoclave Classe B Premium 23 L

2 799 €

avec documentation automatique

- ✓ Autoclave de classe B selon EN 13060
- ✓ Assistant SteriTrace Pro pour la libération numérique des charges
- ✓ Documentation sans papier des processus de stérilisation
- ✓ Connexion LAN/WLAN, cloud et logiciel du cabinet
- ✓ Réservoirs intégrés d'eau propre & d'eau usée
- ✓ Imprimante d'étiquettes incluse
- ✓ Chambre de 23 litres avec 5 plateaux
- ✓ Raccordement fixe à l'eau en option





L'autoclave Steri24 Classe B Premium 23 L est un stérilisateur à vapeur destiné au retraitement professionnel des instruments en cabinet, en centre de santé et en clinique. Il convient aux instruments emballés et non emballés, aux corps creux ainsi qu'aux textiles et prend en charge les programmes de classe B, S et N.

L'assistant SteriTrace Pro permet une documentation sans papier et une libération numérique des charges directement à l'écran. Les protocoles de stérilisation peuvent être enregistrés via USB et traités via LAN/WLAN, cloud et connexion au logiciel du cabinet. L'imprimante d'étiquettes fournie permet en outre d'identifier facilement les produits stérilisés.

Avec une chambre de 23 litres, 5 plateaux, des réservoirs intégrés d'eau propre et d'eau usée et un raccordement fixe à l'eau en option, l'autoclave est idéal pour un grand volume d'instruments. Le Premium 23 L est ainsi la solution performante pour les cliniques, centres chirurgicaux, grands cabinets dentaires et centres de santé privilégiant la libération numérique des charges.

Livraison :
Autoclave Steri24 Classe B Premium 23 L
Écran tactile SteriTrace Pro
2 raccords rapides et 1 tuyau de vidange manuelle des réservoirs d'eau propre et usée
5 plateaux, support de plateaux et poignée
Filtre bactérien, 1 rouleau de papier thermique
Support Versa pour écran tactile avec 4 vis de fixation
Câble IEC, câble secteur, boîtier d'interface, câble RS232
2 modes d'emploi : autoclave et SteriTrace Pro
Imprimante d'étiquettes + 1 rouleau d'étiquettes

Découvrez nos offres actuelles :

Caractéristiques techniques

Autoclave Steri24 Classe B Premium 23 L			
Référence	8500553-8500550	**Volume du réservoir d'alimentation**	4 litres (pour au moins 5 cycles)
Volume de la chambre	23 litres	**Volume du réservoir d'eau usée**	4 litres
Dimensions de la chambre	Ø 25 cm x 45 cm	**Dimensions extérieures (L x l x H)**	68 x 50 x 43 cm
Température de stérilisation	105 °C à 134 °C	**Alimentation électrique**	230V AC, 50 Hz
Puissance	1950 W	**Poids net**	55 kg
Documentation	USB et Assistant SteriTrace Pro	**Raccordement**	RS23

Accessoires recommandés

Article	Référence
Filtre bactérien (1 pièce)	1300705
Test Helix (100 bandelettes)	8500434
Test Steam Plus (100 bandelettes)	8500436
Rouleau de 1000 étiquettes	8500507
Raccordement fixe à l'eau	8500564
AQUAdem 40 – Système de traitement de l'eau	8500562
Support pour imprimante d'étiquettes	1300160

Large gamme d'accessoires

Pour un flux de travail optimal

Tests & indicateurs vapeur

Pour une utilisation dans tous les autoclaves Steri24 Classe B Pro

Accessoires	Référence	Prix
Test Helix (100 bandelettes) - adapté aux corps creux	8500434	45,00 €
Test Bowie & Dick (20 bandelettes) - adapté aux textiles	8500438	65,00 €
Test Steam Plus (100 bandelettes) - non adapté aux corps creux	8500436	54,00 €

8500434



8500438



8500436

Papier

Le choix idéal pour l'imprimante intégrée des autoclaves Steri24 Classe B Pro. Chaque rouleau permet d'imprimer environ 50 protocoles.

Accessoires	Référence	Prix
Rouleaux de papier thermique (10 pièces)	1300742	12,50 €



1300472

Filtre

Pour l'autoclave Steri24 Classe B Pro. Le filtre doit être remplacé tous les 150 cycles. Pour moins de 150 cycles par an, le filtre doit être changé une fois par an.

Accessoires	Référence	Prix
Filtre bactérien (1 pièce)	1300557	19,90 €



1300557


Inserts et plaques de fond

En complément du support de plateaux et des plateaux fournis, nous proposons également des plateaux en aluminium, un insert pour instruments emballés ainsi que des plaques de fond pour l'utilisation de boîtes de stérilisation.

Désignation	Référence	Prix
Plateau en aluminium 12 L	1300907	39,00 €
Plateau en aluminium 18 L	1300908	44,00 €
Plateau en aluminium 23 L	1300909	49,00 €
Insert pour instruments emballés 23 L	8500548	35,00 €



8500548



1300907



Alimentation en eau

Une eau de haute qualité, propre et déminéralisée est particulièrement importante pour l'autoclavage. Une eau de qualité inférieure entraîne des dépôts dans la chambre de l'autoclave. C'est pourquoi nous proposons deux systèmes de traitement de l'eau pour tous nos autoclaves.

Distillateur d'eau

Vous réalisez ainsi des économies par rapport à l'achat d'eau déminéralisée.

Accessoires	Référence	Prix
Distillateur d'eau, 1,5 litre / heure	8500482	99,00 €
Filtre à charbon actif pour distillateur d'eau (12 pièces)	8500482AK	51,00 €
AQUAdem 40 – Système de traitement de l'eau	8500562	299,00 €
Pistolet pulvérisateur pour AQUAdem 40	1300565	49,00 €
Cartouche de résine à lit mélangé pour AQUAdem 40 (1 pièce)	1300553	39,00 €
Raccordement fixe à l'eau sur l'autoclave	8500564	499,00 €



8500482


1300565



8500562

Accessoires pour la série Autoclave Classe B Premium

En complément de notre série Classe B Premium, nous proposons une imprimante d'étiquettes pour identifier vos produits stérilisés. Le lecteur de codes-barres permet de scanner les numéros de charge.

Imprimante d'étiquettes et lecteur de codes-barres

Pour une traçabilité complète de vos produits stérilisés.

Accessoires	Référence	Prix
Imprimante d'étiquettes	8500502	224,00 €
Rouleau de 1000 étiquettes	8500507	25,00 €
Support pour imprimante d'étiquettes avec aimants	1300160	49,00 €
Lecteur de codes-barres	8500503	121,00 €


8500502

8500507


1300160


8500503

NETTOYAGE
NETTOYEURS À ULTRASONS



Image générée par IA

Nettoyeurs à ultrasons Steri24

dès 330 €

Nettoyage professionnel par ultrasons pour les plus hautes exigences

Les nettoyeurs à ultrasons Steri24 garantissent un nettoyage fiable, efficace et minutieux dans les environnements de travail professionnels. Conçus pour un usage quotidien en cabinet, en clinique, en laboratoire, en atelier et en entreprise technique, ils assurent un prénettoyage efficace des instruments, outils, composants et petites pièces délicates.

Avec une fréquence ultrasonore de 40 000 Hz, les appareils éliminent même les salissures, dépôts et résidus tenaces, y compris dans les zones difficiles d'accès. Ils permettent ainsi un nettoyage particulièrement homogène et respectueux des matériaux – idéal pour les applications où la précision, l'hygiène et la fiabilité des résultats sont déterminantes.

La gamme Steri24 propose différentes tailles de cuve de 3,2 à 22 litres et couvre ainsi un large éventail d'applications : de l'appareil compact pour les petites tâches de nettoyage jusqu'à la solution grand volume pour les exigences de nettoyage élevées et les instruments ou pièces de grande taille.

Le chauffage réglable de 20 °C à 80 °C et la minuterie mécanique de 1 à 30 minutes permettent une adaptation flexible aux différents processus de nettoyage. Le panier en inox fourni assure un positionnement sûr des objets à nettoyer et facilite la manipulation au quotidien.

Grâce à leur construction robuste, leur utilisation simple et leurs multiples possibilités d'application, les nettoyeurs à ultrasons Steri24 sont une solution fiable pour tous les domaines exigeant un nettoyage minutieux, de l'efficacité et un flux de travail fluide.

Vos avantages en un coup d'œil





- ✓ Nettoyage professionnel par ultrasons à 40 000 Hz
- ✓ Différentes tailles de cuve pour des besoins individuels
- ✓ Chauffage réglable de 20 °C à 80 °C
- ✓ Minuterie mécanique de 1 à 30 minutes
- ✓ Panier en inox fourni
- ✓ Construction robuste pour un usage quotidien
- ✓ Convient aux instruments, outils, composants, bijoux, lunettes et plus encore
- ✓ Idéal pour cabinets, cliniques, laboratoires, ateliers et applications techniques

Nettoyeurs à ultrasons Steri24 – pour des résultats impeccables, des processus efficaces et un nettoyage professionnel.

Découvrez nos offres actuelles :

Caractéristiques techniques

Capacité de la cuve	Dimensions de la cuve (L x l x H)	Puissance ultrasonore	Référence	Prix
3,2 L	240 x 135 x 100 mm	120 W	8500537	330,00 €
6,5 L	300 x 150 x 150 mm	180 W	8500538	570,00 €
10 L	300 x 240 x 150 mm	240 W	8500539	747,00 €
15 L	330 x 300 x 150 mm	360 W	8500540	990,00 €
22 L	500 x 300 x 150 mm	480 W	8500541	1 227,00 €

Accessoires recommandés

Article	Référence
Multisteril CD Ctrl Alt Solution pour appareil à ultrasons, 1 litre	8500458 45,00 €



DÉSINFECTION
THERMODÉSINFECTEUR



Image générée par IA

Thermodésinfecteur Miele

PWD 8534 à poser – désinfection & séchage

dès 7 887 €



- ✓ Désinfection thermique selon EN ISO 15883
- ✓ Séchage à air chaud DryPlus avec filtre HEPA-14
- ✓ Deux pompes doseuses intégrées pour le dosage automatique
- ✓ Porte vitrée pour le contrôle visuel de la cuve
- ✓ 8 programmes utilisateur programmables avec touches de sélection directe
- ✓ Adoucisseur d'eau intégré et triple système de filtration
- ✓ Capacité : 8 instruments creux plus d'autres instruments

Le thermodésinfecteur à poser Miele PWD 8534 est optimisé pour les petits cabinets et offre une solution ultramoderne pour le retraitement efficace des instruments, avec ou sans corps creux.

Le séchage à air chaud DryPlus avec filtre HEPA-14 assure un séchage minutieux, tandis que deux pompes doseuses intégrées permettent le dosage automatique des produits de nettoyage et d'entretien. La porte entièrement vitrée permet à tout moment un contrôle visuel de la cuve de lavage.

Avec une cuve de lavage de 73 litres, 8 programmes utilisateur programmables avec touches de sélection directe, un adoucisseur d'eau intégré et un triple système de filtration, le PWD 8534 offre une solution compacte pour les petits cabinets. Ses dimensions sont de 555 x 645 x 575 mm (H x l x P) pour un poids d'env. 55 kg.



Livraison :
Thermodésinfecteur à poser Miele PWD 8534 avec porte vitrée,
Adoucisseur d'eau, accessoires de paniers à choisir séparément

Découvrez nos offres actuelles :

Caractéristiques techniques

Thermodésinfecteur Miele PWD 8534			
Référence	PWD8534	**Dimensions (H x l x P)**	555 x 645 x 575 mm
Volume de la cuve	73 litres	**Poids**	env. 55 kg
Puissance de chauffe	2,6 kW	**Programmes**	8, sélection directe

Accessoires recommandés

Article	Prix
APWD 060 panier de base	150 €
APWD 079 panier à injection	890 €
E 491 insert pour instruments rotatifs	595 €
E 521/2 insert pour 7 pinces	154 €
Validation (DE/AT/CH)	sur demande
Mise en service avec formation	sur demande

Thermodésinfecteur Miele

PWD 8682 – désinfection & séchage

dès 8 628 €



- ✓ Désinfection thermique selon EN ISO 15883
- ✓ Température de rinçage final jusqu'à 93 °C
- ✓ Séchage EcoDry avec fonction AutoOpen
- ✓ Cuve de lavage soudée au laser, volume de 145 litres
- ✓ Écran tactile M Touch Flex avec 8 programmes librement programmables
- ✓ Connectable en Ethernet/WiFi dès l'usine
- ✓ Capacité : 44 instruments de transmission ou canules d'aspiration par charge

Le Miele PWD 8682 est un thermodésinfecteur performant pour le retraitement professionnel des instruments en cabinet dentaire. La désinfection thermique s'effectue avec raccordement à l'eau chaude et à l'eau déminéralisée selon un processus validable conforme à la norme EN ISO 15883.

La surveillance intégrée de la pression de lavage et des bras d'aspersion détecte immédiatement les chutes de pression ou les blocages, tandis que la pompe de chauffage à vitesse variable optimise la pression de lavage pour chaque bloc de programme. EcoDry avec ouverture automatique de la porte (AutoOpen) assure un séchage accéléré et minutieux.

Avec une cuve de lavage de 145 litres, 8 programmes librement programmables, un écran tactile couleur M Touch Flex et une connexion Ethernet/WiFi d'usine, le PWD 8682 peut accueillir par charge p. ex. 44 instruments de transmission ou 44 canules d'aspiration. Ses dimensions sont de 835 x 598 x 598 mm (H x l x P).



Livraison :
Thermodésinfecteur Miele PWD 8682 avec écran tactile et connexion WiFi,
Paniers à choisir séparément

Découvrez nos offres actuelles :

Caractéristiques techniques

Thermodésinfecteur Miele PWD 8682			
Référence	8500582-LW	**Dimensions (H x l x P)**	835 x 598 x 598 mm
Volume de la cuve	145 litres	**Durée de programme la plus courte**	40 min
Temp. max. de rinçage final	93 °C	**Programmes**	8, librement programmables

Accessoires recommandés

Article	Prix
Set de paniers Dental APWD 212	2 837 €
Détergents liquides Miele APWd 212 Dental	62 €
Pack validation avec mise en service (DE/AT)	1 549 €
Mise en service, déplacement compris (DE/AT)	699 €
Gamme de paniers supérieurs/inférieurs (A 101–A 105/1)	sur demande
Gamme de chariots (A 201–A 208)	sur demande

Accessoires adaptés

Pour votre cabinet

Détergents

les détergents adaptés à votre appareil

Accessoires	Contenance	Référence	Prix
Pro Care Dent 10 MA	5 litres	8500584	62,00 €
Pro Care Dent 30 C	5 litres	8500585	71,00 €
Pro Care Dent 40	1 litre	8500586	,00 €
Sel régénérant Pro Care 61	6 kg	8500572	13,00 €










Set de paniers Miele APWD 212 Dental

Accessoires inclus	8500583	2 837,00 €
A105/1 panier supérieur		
E473/2 tamis avec couvercle (pour petites pièces diverses)		
E337/1 insert pour instruments verticaux		
A836 kit de buses d'injection		
A803 support pour 3 instruments de transmission		
A800 tube filtrant		
A804 brosse de nettoyage		
A151 panier inférieur		



A800




A804



E337/1



A105/1



E337/1



A151



A836



A803

Chaque application est différente. C'est pourquoi nous composons votre pack d'accessoires sur mesure et vous établissons volontiers une offre adaptée.

EMBALLAGE
SOUDEUSES, SACHETS & BOÎTES



Image générée par IA

CertoSeal Pro Touch

Soudeuse avec écran tactile

475 €

- ✓ Fabrication de sachets sur mesure à partir de gaines en rouleau
- ✓ Fonction de coupe intégrée
- ✓ Température réglable de 90 °C à 210 °C
- ✓ Porte-rouleau pour rouleaux jusqu'à 30 cm de large
- ✓ Comptage des emballages scellés



Le CertoSeal Pro Touch est une soudeuse d'entrée de gamme flexible et abordable pour le retraitement professionnel des instruments. Les sachets existants peuvent être scellés en toute sécurité, ou des emballages sur mesure peuvent être fabriqués à partir de gaines en rouleau.

Grâce à la fonction de coupe intégrée et à la température réglable, l'appareil convient à différents matériaux d'emballage et aux exigences du quotidien au cabinet. L'utilisation simple et le comptage des emballages scellés favorisent un flux de travail économique et bien organisé.

Le porte-rouleau convient aux rouleaux jusqu'à 30 cm de large. Le CertoSeal Pro Touch est ainsi idéal pour les cabinets de médecine générale, cabinets vétérinaires, cliniques médicales, ophtalmologiques et capillaires ainsi que pour les établissements non soumis à une obligation de validation.

Livraison :
Soudeuse CertoSeal Pro Touch
Lame de rechange
Câble d'alimentation IEC
Manuel d'utilisation

Découvrez nos offres actuelles :

Caractéristiques techniques

	CertoSeal Pro Touch
Modèle	CertoSeal Pro Touch
Dimensions (L x l x H)	28,3 x 51,7 x 20,5 cm
Température	90 °C à 210 °C
Alimentation électrique	230V AC, 50 Hz

Accessoires recommandés

Article	Référence
Gaine de stérilisation en rouleau 7,5 cm x 200 m	8500456
Gaine de stérilisation en rouleau 10 cm x 200 m	8500455
Gaine de stérilisation en rouleau 15 cm x 200 m	8500454
Gaine de stérilisation en rouleau 20 cm x 200 m	8500453
Gaine de stérilisation en rouleau 25 cm x 200 m	8500452

CertoSeal 200

Soudeuse continue validable avec coupe

999 €

- ✓Validable & documentable
- ✓Entraînement automatique des sachets
- ✓Fonction de coupe manuelle pour gaines en rouleau
- ✓Écran tactile 7 pouces
- ✓Port USB pour la documentation du scellage



Le CertoSeal 200 est une soudeuse continue validable pour le retraitement professionnel des instruments en cabinet et en clinique. Les sachets sont entraînés automatiquement et scellés de manière sûre avec une qualité constante et reproductible.

Le grand écran tactile 7 pouces permet une utilisation simple et intuitive. L'interface USB intégrée assure une documentation fiable des processus de scellage et répond ainsi aux exigences d'un retraitement traçable.

Grâce au porte-rouleau pour rouleaux jusqu'à 30 cm de large et à la fonction de coupe manuelle, les emballages peuvent être préparés de manière flexible et propre. Le CertoSeal 200 est ainsi la solution validable et économique pour les cabinets dentaires, cabinets médicaux, cabinets vétérinaires, cliniques ophtalmologiques et capillaires ainsi que d'autres établissements médicaux.



Livraison :
Soudeuse CertoSeal 200
Lame de rechange
Câble d'alimentation IEC
Manuel d'utilisation

Découvrez nos offres actuelles :

Caractéristiques techniques

	CertoSeal 200
Modèle	CertoSeal 200
Dimensions (L x l x H)	54 × 23,5 × 21,5 cm
Alimentation électrique	230V AC, 50 Hz
Température de scellage	Réglable de la température ambiante à 220°C
Largeur de soudure	12mm
Vitesse de chauffe	Montée à 180°C en 40 secondes
Marge	0–40 mm
Puissance	400W
Poids net	16 kg

Accessoires recommandés

Article	Référence
Gaine de stérilisation en rouleau 7,5 cm x 200 m	8500456
Gaine de stérilisation en rouleau 10 cm x 200 m	8500455
Gaine de stérilisation en rouleau 15 cm x 200 m	8500454
Gaine de stérilisation en rouleau 20 cm x 200 m	8500453
Gaine de stérilisation en rouleau 25 cm x 200 m	8500452

CertoSeal 300

Soudeuse continue validable avec **coupe automatique**

1 299 €

- ✓ Validable & documentable
- ✓ Entraînement automatique des sachets
- ✓ Fonction de coupe manuelle pour gaines en rouleau
- ✓ Écran tactile 7 pouces
- ✓ Port USB pour la documentation du scellage





Le CertoSeal 300 a été conçu pour les établissements qui recherchent un processus d'emballage particulièrement rapide et confortable lors du retraitement des instruments. Cette soudeuse continue validable entraîne les sachets de manière autonome, les scelle de façon fiable et coupe automatiquement le matériau d'emballage à la longueur requise.

L'utilisation est confortable grâce à un écran tactile 7 pouces clair. Toutes les fonctions importantes sont directement accessibles, tandis que l'interface USB intégrée permet une documentation complète des opérations de scellage. Le CertoSeal 300 contribue ainsi à un processus de retraitement transparent et conforme aux normes.

La combinaison de l'entraînement automatique, de la fonction de coupe automatique et du porte-rouleau pour rouleaux d'emballage jusqu'à 30 cm de large réduit considérablement les étapes de travail répétitives. Cela fait gagner du temps, simplifie la manipulation et garantit un déroulement fluide au quotidien en cabinet comme en clinique.

Le CertoSeal 300 est ainsi la solution confort pour les cabinets dentaires, cabinets médicaux, cabinets vétérinaires, cliniques ophtalmologiques et capillaires ainsi que d'autres établissements médicaux ayant des besoins réguliers en emballage.

Livraison :
Soudeuse CertoSeal 300
Lame de rechange
Câble d'alimentation IEC
Manuel d'utilisation

Découvrez nos offres actuelles :

Caractéristiques techniques

	CertoSeal 300
Modèle	CertoSeal 300
Dimensions (L x l x H)	54 × 23,5 × 21,5 cm
Alimentation électrique	230V AC, 50 Hz
Température de scellage	Réglable de la température ambiante à 220°C
Largeur de soudure	12mm
Vitesse de chauffe	Montée à 180°C en 40 secondes
Marge	0–40 mm
Puissance	400W
Poids net	16 kg

Accessoires recommandés

Article	Référence
Gaine de stérilisation en rouleau 7,5 cm x 200 m	8500456
Gaine de stérilisation en rouleau 10 cm x 200 m	8500455
Gaine de stérilisation en rouleau 15 cm x 200 m	8500454
Gaine de stérilisation en rouleau 20 cm x 200 m	8500453
Gaine de stérilisation en rouleau 25 cm x 200 m	8500452

Large gamme d’accessoires

Pour un flux de travail optimal



Gaines de stérilisation

Gaine de stérilisation à utiliser avec des soudeuses.


Accessoires	Référence	Prix
Gaine de stérilisation en rouleau, 7,5 cm de large, 200 m de long	8500456	18,00 €
Gaine de stérilisation en rouleau, 10 cm de large, 200 m de long	8500455	22,00 €
Gaine de stérilisation en rouleau, 15 cm de large, 200 m de long	8500454	33,00 €
Gaine de stérilisation en rouleau, 20 cm de large, 200 m de long	8500453	45,00 €
Gaine de stérilisation en rouleau, 25 cm de large, 200 m de long	8500452	56,00 €

Sachets de stérilisation

Sachets de stérilisation autocollants, également appelés sachets stériles ou sachets laminés. À utiliser sans soudeuse.

Accessoires	Référence	Prix
Sachets autocollants 90 x 250 mm (200 pièces)	8500449	13,00 €
Sachets autocollants 140 x 260 mm (200 pièces)	8500448	12,00 €
Sachets autocollants 190 x 330 mm (200 pièces)	8500447	20,00 €
Sachets autocollants 300 x 450 mm (200 pièces)	8500446	65,00 €





Les avantages Steri24 :

Livraison gratuite en DE, AT et CH
à partir de 1 200 € HT de commande

2 – 3 ans de garantie
2 ans de garantie en standard ; 3 ans avec un contrat de maintenance

Numéro d’urgence 24 h/24
+49 545 263 499 31 - site de service Steri24 près de chez vous

Service sur site
Mise en service, maintenance et validation de vos appareils sur site par nos partenaires de service

Plaque de fond pour conteneurs de stérilisation

Accessoires	Référence	Prix
Plaque de fond 12 L	1300910	39,00 €
Plaque de fond 18 L	1300911	44,00 €
Plaque de fond 23 L	1300912	49,00 €

Conteneurs de stérilisation

Conteneurs de stérilisation en aluminium pour une stérilisation et un stockage sûrs.

Accessoires	Dimensions (L x l x H)	Référence	Prix
Conteneur de stérilisation en aluminium Mini S	300 x 140 x 40 mm	1300923	99,00 €
Conteneur de stérilisation en aluminium Mini M	300 x 140 x 70 mm	1300924	119,00 €
Conteneur de stérilisation en aluminium Mini L	300 x 140 x 100 mm	1300925	129,00 €
Conteneur de stérilisation en aluminium Dental S	310 x 190 x 40 mm	1300926	119,00 €
Conteneur de stérilisation en aluminium Dental M	310 x 190 x 65 mm	1300927	129,00 €
Conteneur de stérilisation en aluminium Dental L	310 x 190 x 130 mm	1300928	149,00 €

Accessoires pour conteneurs de stérilisation


Filtres à usage unique ou permanents adaptés à nos conteneurs de stérilisation en aluminium Mini et Dental.

Accessoires	Référence	Prix
Filtres à usage unique (250 pièces)	1300930	15,00 €
Filtres permanents en téflon (2 pièces)	1300931	39,00 €
Plomb de fermeture avec indicateur bleu (1 000 pièces)	1300952	159,00 €









Votre partenaire fiable !

Steri24 n'est pas seulement connu pour ses autoclaves, mais aussi pour son service et ses prestations complémentaires. Nous vous conseillons sur les processus de stérilisation, vous aidons à trouver l'autoclave adapté et restons à vos côtés après l'achat.
Sur demande, nous pouvons réaliser une qualification et une validation complètes pour certains modèles Steri24.

Prestations

Maintenance des appareils sur site	Pour tous les appareils Steri24	Référence : 1250006

Conformément à la réglementation, votre autoclave, thermodésinfecteur et soudeuse doivent être entretenus tous les 24 mois (autoclaves : au plus tard après 1000 cycles).

Vous pouvez commander très simplement la maintenance à prix fixe dans notre boutique en ligne.
Conseil : avec un contrat de maintenance, nous veillons à ce que votre autoclave soit toujours entretenu dans les délais.
Offre déplacement compris en Allemagne, Autriche, Suisse, Luxembourg et Liechtenstein. Notre forfait comprend la maintenance, le déplacement et les pièces de rechange standard (joint de porte, filtre bactérien, soupape de sécurité). Facturation après la maintenance.

Validation sur site	Pour tous les autoclaves & désinfecteurs	Référence 1250003

La validation (QI, QO, QP) et la revalidation (nouvelle QP) reposent sur les parties pertinentes de la norme DIN EN ISO 15883 et sur les lignes directrices actuelles de la DGKH, de la DGSV et du RKI pour la validation et la surveillance de routine des procédés de nettoyage et de désinfection en machine, de stérilisation à la vapeur et de scellage.
Les recommandations en vigueur de la KRINKO (Institut Robert Koch) et du BfArM « Exigences d'hygiène pour le retraitement des dispositifs médicaux » sont également prises en compte.

Conseil : avec un contrat de validation, nous veillons à ce que votre autoclave soit toujours revalidé et opérationnel.
Le contrat de validation vous donne aussi un avantage tarifaire grâce à une meilleure planification.

Service de réparation	Pour tous les appareils Steri24	Référence : REPAT

Garantie standard de deux ans : pendant cette période, les réparations sont gratuites selon les conditions de garantie.

En cas de besoin, commandez simplement la réparation au prix de base dans notre boutique en ligne.
Offre déplacement compris en Allemagne, Autriche, Suisse, Luxembourg et Liechtenstein.
Notre forfait de réparation comprend la réparation, le déplacement et les pièces de rechange standard (joint de porte, filtre bactérien, soupape de sécurité).



Image générée par IA

Les avantages Steri24 :

Livraison gratuite en DE, AT et CH
à partir de 1 200 € HT de commande

Numéro d'urgence 24 h/24
+49 545 263 499 31 – site de service Steri24 près de chez vous

2 – 3 ans de garantie
2 ans de garantie en standard ; 3 ans avec un contrat de maintenance

Service sur site
Mise en service, maintenance et validation de vos appareils sur site par nos partenaires de service

Pour toute question, nous restons à votre disposition !

Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.steri24.com ou contactez directement notre bureau.

Coordonnées

Adresse
Steri24 – une marque de
CertoClav Sterilizer GmbH
Peintner Straße 10
A-4060 Leonding

Téléphone
+43 732 674 278 22

E-mail
support@certoclav.com

Registre du commerce
Tribunal régional de Linz
FN122912d

N° TVA
ATU22821702

CEO
Michael Simon

Pour un conseil, contactez-nous au
support@certoclav.com
Tel. +43 732 674 278 22
Lundi – jeudi : 8h00 – 16h00
Vendredi : 8h00 – 13h00

Commandez 24 h/24 sur notre boutique en ligne Steri24 :
www.steri24.com

Remarques

Les conditions de garantie sont décrites dans les certificats correspondants.
Les livraisons sont effectuées selon nos conditions générales, consultables sur : https://www.steri24.com.
Les illustrations peuvent différer légèrement du produit. Les illustrations ne sont pas à l'échelle entre elles.
Tous les prix s'entendent hors taxes, TVA légale en sus.
Les prix effectifs peuvent varier en raison des promotions habituelles du secteur et de la variation des prix d'achat.

Mentions légales

© Certoclav Sterilizer GmbH
Les illustrations, informations et données techniques contenues dans cette publication correspondent à l'état au moment de l'impression. L'auteur décline toute responsabilité quant à l'actualité, l'exactitude, l'exhaustivité ou la qualité des informations fournies.

Notes :

Commandes :

par e-mail : support@certoclav.com
par téléphone : +43 732 674 278 22
sur la boutique en ligne : www.steri24.com



Image générée par IA

Steri24

Commander
+43 732 674 278 22


Par e-mail
support@certoclav.com

boutique en ligne
www.steri24.de

ClavioSoft

- Documentation automatique
- Plus de 200 appareils connectables
- Documentation complète conforme RKI
- Optimisé pour les audits d'hygiène

Plus d'informations sur www.steri24.de



Adresse
Steri24 - une marque de
CertoClav Sterilizer GmbH
Peintner Straße 10
A-4060 Leonding

Téléphone
+43 732 674 278 22

E-mail
support@certoclav.com

Toutes les données techniques s'appliquent exclusivement aux appareils non chargés en version standard, à une température ambiante de 22 ± 3 °C et une variation de la tension secteur de ±10 %. Sous réserve de modifications techniques.

www.steri24.com

01.2027